

RATASTOOL




Life i

KASUTUSJUHISED

**QUICKIE**[®]


000690946.01



KUI OLETE NÄGEMISPUUDEGA, SAATE SEDA DOKUMENTI VAADATA PDF-VORMINGUS
AADRESSIL WWW.SUNRISEMEDICAL.CO.UK.



Ratastooli komponendid

Meile SUNRISE MEDICAL-is on antud ISO-9001 sertifikaat, mis kinnitab meie toodete kvaliteeti igas etapis alates uuringu- ja arendustegevusest kuni tootmiseni. See toode vastab EÜ juhiste nõuetele. Näidatud valikuvõimalused või tarvikud on kättesaadavad lisatasu eest.



Ratastooli osad


1. Lükkamiskäepidemed
2. Seljatoe polster
3. Küljekaitse
4. Istmekinnitus
5. Jalatugi
6. Väikesed rattad
7. Jalalaud
8. Hark
9. Kiirvabastustelg
10. Rattalukud
11. Lükkamispöid
12. Tagaratas















	1190 ↑ 1130		800 ↑ 600		1125 ↑ 835		470 ↑ 340	
	530 ↑ 380		540 ↑ 360		320 ↑ 230		540 ↑ 535	
	500 ↑ 350		540 ↑ 340		300			
	960 ↑ 930		360 ↑ 250		500 ↑ 0			
	10° ↑ 10°		10° ↑ 10°		10° ↑ 10°		7° MAX. ↑ 0° MIN.	
	12° ↑ 0°		X° ↑ 30°		-5° ↑ 30°		120° MAX. ↑ 110° MIN.	
	8,0 ↑ 7,0		20,0 ↑ 14,5		Kg MAX	140 ↑ ---		2,2 KG



	123 mm		
4" (101.6 mm)			
450	1	2	
440	1	3	
430	1	4	
420	1	5	
400	1	6	
390	1	7	
380	1	8	
370	1	9	

	123 mm		
5" (127 mm)			
470	1	2	
450	1	3	
440	1	4	
430	1	5	
420	1	6	
400	1	7	
390	1	8	
380	1	9	

	123 mm		
6" (152.4 mm)			
480	1	2*	
470	1	3	
460	1	4	
450	1	5	
440	1	6	
420	1	7	
410	1	8	


440	2	2
430	2	3
420	2	4
400	2	5
390	2	6
380	2	7
360	2	8
350	2	9

450	2	2
440	2	3
430	2	4
410	2	5
400	2	6
390	2	7
380	2	8

460	2	2
450	2	3
440	2	4
420	2	5
410	2	6
400	2	7



430	3	2
420	3	3
400	3	4
390	3	5
380	3	6
370	3	7
350	3	8












440	3	2
430	3	3
420	3	4
400	3	5
390	3	6
380	3	7









22" (558.8 mm)		24" (609.6 mm)	
480	1	510	1
470	2	500	2
460	3	490	3
450	4	480	4
440	5	470	5
430	6	460	6
420	7	450	7
410	8	440	8
400	9	430	9
390	10	420	10
380	11	410	11
370	12	400	12
	13		13



						
 143 mm	5	4			430	
	4	3		430	440	
	3	2	430	440	460	
	2	1	440	450	470	
	1		450	470	480*	
 + 25 mm	5	4			460	
	4	3		460	470	
	3	2	460	470	490	
	2	1	470	480	500	
	1		480	490	510*	
 168 mm	5	4			460	
	4	3		460	470	480
	3	2	460	470	490	490
	2	1	470	480	500	510
	1		480	490	510*	520
 + 25 mm	5	4			480	
	4	3		480	490	510
	3	2	480	490	510	520
	2	1	490	500	520	530
	1		510	520	530*	540





M6 = 7.0 Nm

Nm



Sisukord

Ratastooli komponendid	3
Mõisted	9
Eessõna	10
Kasutus	10
Kasutusala	10
1.0 Üldised ohutusmärkused ja sõidupiiirangud	11
2.0 Garantii	13
3.0 Transporditavus	14
4.0 Käsitsemine	16
5.0 Ratastooli transportimine	16
6.0 Suvandid	17
Kallutustorud	17
Jalaplaadid	17
Väikesed rattad	19
Teljeplaat	19
Rataste kalle	20
Seljatugi	20
Peatugi	21
Stabiliseeriv latt	21
Valikuvõimalused – ühe käega juhtimine	21
Küljekaitsmed	21
Ühe käega juhtimise käetugi	22
HEMIPLEEGIAHAIGE KÄETOED	22
Küljekaitsmed	22
Lükkamiskäepidemed	23
Lükkamiskäepide	23
Kaldumisvastased torud	23
Karguhoidik	24
PUUSA TURVAVÕÖ	24
Istmekinnitus	24
Istme sügavuse suurenemine	25
Istme sügavus	25
Alus	25
Abirattad	25
7.0 Rehvid ja paigaldamine	25
8.0 Andmeplaat	25
9.0 Hooldus ja teenindus	26
10.0 Veatuvastus	26
11.0 Materjalide utiliseerimine/taaskasutamine	27
12.0 Tehnilised andmed	27

MÄRKUS.

Selles kasutusjuhendis näidatud ja kirjeldatud ratastoolid ei pruugi igas üksikasjas vastata teie mudelile. Sellele vaatamata kehtivad kõik juhised siiski täielikult, sõltumata erinevustest detailides. Tootja jätab endale õiguse muuta ette teatamata kõiki selles juhendis toodud masse, mõõtmeid või muid tehnilisi andmeid. Kõik selles juhendis toodud joonised, mõõtmed ja suutlikkused on ligikaudsed ega kujuta endast tehnilisi andmeid.

Mõisted**Selles juhendis kasutatud sõnade tähendused**

Sõna	Tähendus
 OHT!	Kasutaja hoiatamine tõsise vigastuse või võimaliku surmaohtu eest, kui soovitus ei järgita.
 HOIATUS!	Kasutaja hoiatamine võimaliku vigastusohu eest, kui soovitus ei järgita.
 ETTEVAATUST!	Kasutaja hoiatamine seadmete võimaliku kahjustamise eest, kui soovitus ei järgita.
MÄRKUS.	Üldine nõuanne või parim tava.
	Viide lisadokumentatsioonile.
	Täis.
	Pehmed rehvid.
	Ei sobi.

MÄRKUS.

Hoidke kohaliku hooldustöötaja aadress ja telefoninumber selleks ettenähtud kohas. Rikke korral võtke temaga ühendust ja proovige teatada kõiki tähtsaid üksikasju, et ta saaks teid kiiresti aidata.

Edasimüüja allkiri ja pitsat

Eessõna

Lugupeetud klient!

Me oleme väga rõõmsad, et te olete otsustanud SUNRISE MEDICAL-i tippkvaliteetse toote kasuks.

See kasutusjuhend jagab soovitusi ja ideid uue ratastooli muutmiseks usaldusväärseks partneriks teie elus.

Sunrise Medicali jaoks on väga tähtis olla klientidega heades suhetes. Me soovime teid hoida kursis uute ja praeguste arengutega meie ettevõttes. Olla lähedal oma klientidele tähendab kiiret teenindust, võimalikult vähest bürokraatiat ja tihedat koostööd. Kui teil on vaja varuosi või tarvikuid või kui teil on küsimus ratastooli kohta, oleme teie jaoks olemas.

Me soovime, et jääksite meie toote ja teenindusega rahule. Meie Sunrise Medicalis töötame pidevalt oma toodete edasiarendamise nimel. Sellepärast võib meie tootevaliku toodete kuju, tehnoloogia ja varustus muutuda. Seetõttu ei saa selles kasutusjuhendis olevate andmete või piltide põhjal esitada mingeid nõudeid.

SUNRISE MEDICAL-i juhtimissüsteem on sertifitseeritud EN ISO 9001, ISO 13485 ja ISO 14001 alusel.

CE SUNRISE MEDICAL deklareerib tootjana, et kerged ratastoolid vastavad 93/42/EMÜ / 2007/47/EMÜ juhisele.

Kui teil on oma ratastooli kohta kasutamist, hooldamist või ohutust puudutavaid küsimusi, võtke ühendust SUNRISE MEDICAL-i kohaliku volitatud edasimüüjaga.

Kui teie piirkonnas ei ole volitatud edasimüüjat või kui teil on küsimusi toote ohutuse ja tagasivõtmise kohta, võtke ühendust Sunrise Medicaliga kirjalikult või telefonitsi või minge aadressile www.sunrisemedical.co.uk.

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
Inglismaa
Telefon: 084 5605 6688
Faks: 084 5605 6689
www.SunriseMedical.co.uk

 **ÄRGE KASUTAGE RATASTOOLI, KUI TE EI OLE SEDA JUHENDIT LÄBI LUGENUD JA MÖISTNUD.**

Kasutus

Ratastoolid on eranditult ette nähtud isiklikuks kasutamiseks iseseisval ja abistaja toel liikumisel (abiline lükkab tooli) kodus ning välitingimustes ainult nendele lastele ja täiskasvanutele, kes ei ole võimelised kõndima või kelle liikumine on piiratud.

Maksimaalne lubatud mass (koos kasutaja ja kõigi ratastooli külge kinnitatud tarvikutega) on märgitud seerianumbri sildile, mis on kinnitatud ristlati või stabilisaatori lati külge istme all.

Garantii kehtib vaid siis, kui toodet kasutatakse esitatud tingimustes ja ettenähtud eesmärgil.

Ratastooli ettenähtud eluiga on 5 aastat.

Ratastoolil EI TOHI kasutada teiste tootjate komponente ega neid ratastoolile paigaldada, kui Sunrise Medical ei ole neid ametlikult heaks kiitnud.



OHT!

- Ärge paigaldage ratastoolile heakskiitmata elektroonilist varustust.
- Ärge paigaldage elektriliselt ega mehaaniliselt juhitavaid liikumisseadmeid, ajameid, käsirattaid ega muid seadmeid, mis muudavad ratastooli kasutusotstarvet või konstruktsiooni.
- Igasugune kombinatsioon muude meditsiiniseadmetega vajab Sunrise Medicali otsust heakskiitu.

Kasutusala

Erinevate paigaldusvariantide valik ja modulaarne konstruktsioon tähendavad seda, et ratastooli saavad kasutada käimisvõimetused või piiratud liikumisvõimega inimesed, kellel on näiteks:


- paralüüs,
- jäsemete kaotus (jala amputatsioon),
- jäsemete deformatsioon
- liigeste kontraktsioonid / liigeste vigastused,
- neuroloogilised probleemid,
- haigused, nagu südame- ja vereringepuudulikkus, tasakaaluhäired või kahheksia, samuti eakad, kelle ülakeha on siiski veel tugev.

Kui kavatsete ratastooli hankida, tuleb võtta arvesse ka keha suurust, kaalu, füüsilist ja psühholoogilist seisundit, inimese vanust, elutingimusi ja keskkonda.

Töötingimused

Ratastooli saab kasutada nii sise- kui ka välitingimustes iseseisvalt või koos abiliseiga kuivadel, kindlatel ja suhteliselt siledatel pindadel. Soovitav ei ole ratastooli kasutada tormis, paduvihmas, lumes ja jääl või muudes ekstreemsetes oludes.

1.0 Üldised ohutusmärkused ja sõidupiirangud



Selle ratastooli konstrueerimisel ja kavandamisel on peetud silmas maksimaalset ohutust. Hetkel kehtivad rahvusvahelised ohutusstandardid on täidetud või osaliselt isegi ületatud. Siiski võivad kasutajad ennast ratastoolide vale kasutamisega ohtu seada. Ohutuse tagamiseks tuleb rangelt järgida kõiki reegleid. Ebaprofessionaalsus või ekslikud muudatused või kohandused suurendavad õnnetuste tekkimise riski. Ratastooli kasutajana olete te nagu kõik teised igapäevased liiklejad tänavatel ja kõnniteedel. Tuletame meelde, et seega kehtivad teile ka kõik liikluseeskirjad.

Olge ratastooliga esimest korda sõites ettevaatlik. Õppige ratastooli tundma.

Enne igat kasutuskorda tuleb kontrollida:

- tagarataste kiirvabastustelgi,
- istmete ja seljatoe takjakinntusi,
- rehve, rehvirõhku ja rattalukke.

Enne ratastooli igasugust reguleerimist on tähtis lugeda kasutusjuhendi vastavat jaotist.

Augud teel ja ebatasane pind võivad põhjustada ratastooli ümberminekut, eriti üles- või allamäge sõites. Astmetest või kallakust üles sõites tuleb keha ettepoole kallutada.



OHT!

- **ÄRGE KUNAGI** ületage maksimaalset koormust 140 kg (136 kg on katsetatud kokkupõrkel), mis on sõitja ja ratastoolis veetavate esemete kogumass. Järgige teavet massi kohta kergemate variantide korral, mis on eraldi näidatud. Kui te ületate maksimaalset koormust, võib see tooli kahjustada, te võite kukkuda või ümber minna, kaotada kontrolli ning vigastada tõsiselt ennast ja teisi inimesi.

- Pimedas tuleb kanda heledat või helkuritega riietust, et teid oleks kergem näha. Veenduge, et helkurid ratastooli küljel ja taga oleksid selgelt nähtavad. Soovitame paigaldada ka aktiivse valgustuse.
- Kukkumise ja ohtlike olukordade vältimiseks peate esmalt harjutama uue ratastooli kasutamist tasasel pinnal ja hea nähtavuse korral.
- Ärge kasutage jalalaudu ratastooli istumiseks ega sellest väljumiseks. Need tuleb varem üles- ja väljapoole keerata nii kaugele kui võimalik. Viige ratastool alati võimalikult lähedale kohale, kuhu soovite istuda.
- Kasutage ratastooli ainult eeskirjade kohaselt. Vältige näiteks vastu takistust sõitmist pidurdamata (aste, äärekivi serv) või astmetelt laskumist.
- Rattalukud ei ole mõeldud ratastooli pidurdamiseks. Need on olemas ainult selleks, et ratastool ei hakkaks ootamatult liikuma. Kui peatute ebatasasel pinnal, tuleb alati kasutada rattalukke liikuma hakkamise vältimiseks. Rakendage alati mõlemad rattalukud; vastasel korral võib ratastool ümber minna.
- Uurige raskuskeskme nihkumise mõju ratastooli „käitumisele“, näiteks tõusudel või langustel, külgsuunas kaldus maapinnal või takistuste ületamisel. Tehke seda abilise turvalisel toel.
- Äärmusliku seadistusega (nt tagarattad võimalikult eesmises asendis) ja vale kehaasendi korral võib ratastool ümber minna ka tasasel pinnal.
- Kui liigute mööda kallakuid ja astmeid üles, kallutage ülakeha rohkem ettepoole.
- Kui liigute mööda kallakuid ja astmeid alla, kallutage ülakeha rohkem tahapoole. Ärge kunagi proovige diagonaalselt kallakust üles ronida või laskuda.
- Vältige eskalaatori kasutamist, kus kukkumine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Ärge kasutage ratastooli kallakutel üle 10°. Dünaamiliselt ohutu kalle sõltub tooli konfiguratsioonist, kasutaja võimetest ja sõidustiilist. Kuna kasutaja võimeid ja sõidustiili pole võimalik ette näha, ei ole võimalik määrata maksimaalset ohutut kallet. Sellepärast peab kasutaja selle määrama, paludes ümberkukkumise vältimiseks abilise tuge. Kogemusteta kasutajatel soovitatakse paigaldada kaldumisvastased torud.
- Augud teel ja ebatasane pind võivad põhjustada ratastooli ümberminekut, eriti üles- või allamäge sõites.
- Ärge kasutage ratastooli mudasel ega jäisel pinnal. Ärge kasutage ratastooli kohas, kus on keelatud jalakäijate liiklemine.
- Käte vigastamise vältimiseks ratastooliga sõites ärge haarake kinni kodarate vahelt ega tagaratta ja rattaluku vahelt.
- Kui kasutatakse kergeid metallist lükkamispõidasid, võivad sõrmed suurel kiirusel või pikkadel kallakutel pidurdades kergesti kuumeneda.
- Langusel või tõusul külgsuunas sõitmine suurendab riski, et ratastool läheb külgsuunas ümber.
- Liikuge trepil ainult koos abilisega. Teie abistamiseks on olemas seadmed, nt kaldteed või liftid – kasutage neid. Kui selliseid seadmeid ei ole, tuleb ratastooli üle astmete kallutada ja seda lükata (kaks abistajat), mitte kunagi kanda. Soovitame üle 100 kg kaaluvatel kasutajatel seda manöövrit trepil mitte kasutada!
- Üldiselt tuleb kõiki paigaldatud kaldumisvastaseid torusid seada varem, et need ei puudutaks astmeid, sest vastasel juhul võib ratastool ümber minna. Pärast tuleb kaldumisvastased torud nende õigesse asendisse tagasi seada.

- Veenduge, et abiline hoiaks ratastooli ainult kindlalt kinnitatud osadest (s.t mitte jalatugedest või küljekaitsetest).
- See ratastool ei ole mõeldud kasutamiseks töstetreeningu ajal ega hantlite kasutamisel. Kasutage ainult selleks otstarbeks ettenähtud varustust.
- Ärge tõstke ega kandke ratastooli, hoides tagatorudest või lükkamiskäepidemetest.
- Tõstvat kaldteed kasutades veenduge, et paigaldatud kaldumisvastased torud oleksid paigutatud ohualast väljapoole.
- Fikseerige ratastool ebatasasel pinnal või üleviimisel nt autosse, kasutades pidureid.
- Millal iganes võimalik, tuleb puudega inimeste jaoks spetsiaalse varustusega sõidukiga sõites kasutada sõiduki istmeid ja vastavat kinnitussüsteemi. See on ainuke võimalus tagada sõitjate maksimaalne kaitse avarii korral. Kui kasutatakse SUNRISE MEDICAL-i pakutud turvaelemente ja spetsiaalselt konstrueeritud turvasüsteemi, võib kergeid ratastoole kasutada spetsiaalse varustusega sõidukis transportimisel istmena. (Vt ptk „Transportimine“.)
- Olenevalt rataste läbimõõdust ja seadistusest ning ratastooli raskuskeskme seadest, võivad väikesed rattad hakata suurel kiirusel liikumisel vänderdama. Selle tagajärjel võivad väikesed rattad blokeeruda ja ratastool võib ümber minna. Sellepärast tuleb veenduda, et väikesed rattad oleksid õigesti reguleeritud (vt ptk „Väikesed rattad“). Kindlasti ei tohi liikuda kallakul ilma piduriteta; liikuge väiksema kiirusega. Algajatel kasutajatel soovitame kasutada kaldumisvastaseid torusid.
- Kaldumisvastased torud peavad vältima tooli tahtmatut tagurpidi ümberminekut. Mitte mingil juhul ei tohi need võtta transiitratate kohta ja neid ei tohi kasutada inimese transportimiseks eemaldatud tagaratastega ratastoolis.
- Esemete poole sirutudes (mis asuvad ratastooli ees, küljel või taga) veenduge, et te ei kalduks liiga palju ratastoolist väljapoole, sest ratastooli raskuskeskme muutmisel tekib ümbermineku oht. Lisakoormuse (seljakoti või sarnaste esemete) riputamine tooli tagumiste postide külge võib mõjutada tooli tagurpidi stabiilsust, eriti siis, kui tooli kasutatakse koos allalastava seljatoega. See võib põhjustada tooli kukkumist tagurpidi ja tekitada vigastusi.
- Ratastooli reguleerida, eriti ohutusega seotud komponente, tohib üksnes heakskiidetud edasimüüja. See kehtib rattalukkude, kaldumisvastaste torude, seljatoe nurga ja kõrguse, säärite pikkuse, raskuskeskme, sülevöö, tagarataste kokkujooksu ja kaldenurga, istme kõrguse ja väikeste rataste hargi kokkujooksu ning suunastabiilsuse reguleerimise kohta.
- Ratastoolile kinnitatud liikumistarvikute, nagu käsiratate, elektroonilise võimsusabi jne kasutamisel veenduge, et teie ratastool oleks varustatud vastava, selleks kasutamiseks heakskiidetud väikeste rataste hargiga. Kui teil on küsimusi, pöörduge edasimüüja poole.
- Ärge paigaldage ratastoolile volitamata elektroonikaseadmeid, elektriliselt või mehaaniliselt juhitavaid liikumisseadmeid, ajameid, käsirattaid ega muid seadmeid, mis muudavad ratastooli kasutusotstarvet või struktuuri.
- Igasugune kombinatsioon muude meditsiiniseadmetega vajab Sunrise Medicali otsesest heakskiitu.
- Võtke arvesse, et teatud konfiguratsioonide korral võib ratastooli laius ületada 700 mm. Teatud juhtudel võib sellise laiusega olla võimatu kasutada osa või kõiki teid hoonest lahkumiseks. Samuti võib olla raskem või võimatu reisida ühistranspordis.
- Volitatud edasimüüja võib anda teile lisateavet ja ohutusjuhiseid.
- Amputeeritud reiega kasutajad peavad kasutama kaldumisvastaseid torusid.
- Enne liikuma hakkamist kontrollige, et rehvirõhk oleks õige. Tagarataste rõhk peab olema vähemalt 3,5 bar (350 kPa). Maksimaalne rõhk on näidatud rehvil. Põlve pidurihoovad töötavad ainult juhul, kui rehvirõhk on piisav ja seadistus õige (vt ptk „Pidurid“).
- Kui iste ja seljatoe kinnitus on kahjustatud, tuleb need kohe asendada.
- Olge tulega ettevaatlik, eriti põlevate sigarettidega. Istme ja seljatoe kinnitusi saab seada madalamale.
- Kui ratastool seisab pikemat aega otsese päikesevalguse käes, võivad selle osad (nt raam, jalatoed, pidurid ja küljekaitse kuumaks muutuda (> 41 °C)).
- Veenduge alati, et tagarataste kiirvabastusteljed oleksid korralikult seadistatud ja lukustatud. Kui nupp kiirvabastusteljel ei ole sisse vajutatud, siis tagaratas ei liigu.



HOIATUS!

- Põlve pidurihoobade mõju ja üldised sõiduomadused sõltuvad rehvirõhust. Ratastool on palju kergem ja sellega on oluliselt lihtsam manööverdada, kui tagarattad on õigesti täis pumbatud ning mõlema ratta rõhk võrdne.
- Kontrollige, et rehvide muster oleks piisav. Võtke arvesse, et avalikus kohas liigeldes peate täitma kõiki liikluseeskirju.
- Ratastooliga töötades või seda reguleerides olge alati oma sõrmedega ettevaatlik!



HOIATUS!

LÄMBUMISOHT – See liikumisabi kasutab väikseid osi, mis teatud olukordades võib lastel tekitada lämbumisohtu.

Selles kasutusjuhendis näidatud ja kirjeldatud ratastoolid ei pruugi igas üksikasjas vastata teie mudelile. Sellele vaatamata kehtivad kõik juhised siiski täielikult, sõltumata erinevustest detailides.

Tootja jätab endale õiguse muuta ette teatamata kõiki selles juhendis toodud masse, mõõtmeid või muid tehnilisi andmeid. Kõik selles juhendis toodud joonised, mõõtmed ja suutlikkused on ligikaudsed ega kujuta endast tehnilisi andmeid.

Sunrise Medicalil on ISO 9001 sertifikaat, mis tagab kvaliteedi meie toodete arenduse ja tootmise kõikides etappides. Toode vastab kõigile asjakohastele EL-i direktiividele. Valikvarustus ja tarvikud on kättesaadavad lisatasu eest.

2.0 Garantii

SEE GARANTII EI MÕJUTA MINGIL MOEL TEIE SEADUSLIKKE ÕIGUSI.

Sunrise Medical* annab garantiitingimuste kohaselt garantii oma klientidele ratastoolide kohta, mis katab järgmist.

Garantiitingimused.

1. Kui ratastooli osa või osad vajavad remonti või vahetamist tootmise ja/või materjali vea tõttu 24 kuu jooksul või raami ja ristklambrite jaoks 5 aasta jooksul pärast kliendile tarnimist, siis mõjutatud osa või osad remonditakse või asendatakse tasuta. Garantii katab ainult tootmisdefekte.
2. Garantii jõustamiseks võtke ühendust Sunrise Medicali klienditeenindusega probleemi olemuse täpsete üksikasjade selgitamiseks. Kui te kasutate ratastooli Sunrise Medicali klienditeenindaja kaetud alast väljaspool, teeb remonti ja asendab osi teine agentuur, mida tootja pole määranud. Ratastooli peab remontima Sunrise Medicali määratud klienditeeninduse agentuur (edasimüüja).
3. Osadele, mida on remonditud või vahetatud selle garantii raames, anname garantii nende garantiitingimuste kohaselt ratastooli ülejäänud garantiiperioodiks punkti 1) järgi.
4. Originaalvaruosad, mis on paigaldatud kliendi kulul, saavad garantii 12 kuud (paigaldamisest) nende garantiitingimuste kohaselt.
5. Nõudeid selle garantii raames ei teki, kui ratastooli või osa remont või asendamine on vajalik järgmistel põhjustel.
 - a. Tavaline kulumine, mis hõlmab akusid, käetoet patju, polstrit, rehve, pidureid, jalatseid jne.
 - b. Toote igasugune ülekoormamine; vaadake EL-i märgiselt kasutaja maksimaalset kaalu.
 - c. Toodet või osa ei ole hooldatud või teenindatud tootja soovitude kohaselt, nagu on näidatud kasutus- ja või hooldusjuhendis.
 - d. On kasutatud tarvikuid, mis ei ole märgitud originaaltarvikutena.
 - e. Ratastool või osa on saanud kahjustada hoolimatuse, õnnetuse või vale kasutamise tagajärjel.
 - f. Ratastooli või osi on muudetud või kohandatud moel, mis ei vasta tootja spetsifikatsioonidele.
 - g. Remont on tehtud enne meie klienditeeninduse teavitamist olukorrast.
6. See garantii vastab selle riigi seadusele, kus toode Sunrise Medicalilt osteti*

* Tähendab Sunrise Medicali asutust, kellelt toode osteti.

Lisamärkused ainult Austraalia kohta.

- i. Sunrise Medical Pty Ltd poolt Austraalias pakutavatele meie kaupadele antakse Sunrise Medicali garantii, mida ei saa Austraalia tarbijaseaduse kohaselt välistada.
- ii. Tõsise rikke korral on teil õigus asendamisele või raha tagasimaksmisele ning mis tahes muu põhjendatult ettenähtava kahju või kahjustuse korral hüvitamisele.
- iii. Teil on samuti õigus lasta kaubad remontida või asendada, kui kaubad ei ole vastuvõetava kvaliteediga ja rike ei kujuta endast tõsist riket.
- iv. Eelised, mida see garantii teile annab, on lisaks teie muudele seaduslikele õigustele ja vahenditele kaupade kohta, mida garantii puudutab.

3.0 Transporditavus




OHT!

Selle nõuande ignoreerimisel tekib tõsise vigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse oht.


Ratastooli transportimine sõidukis.

Sõidukis kinnitatud ratastool ei paku samasugust ohutustaset ja turvalisust kui sõiduki istmesüsteem. Alati on soovitatav transportida kasutajat sõiduki istmel. On arusaadav, et alati ei ole praktiline kasutajat sellisel viisil transportida ja nende tingimuste korral, kui kasutajat tuleb transportida ratastoolis, tuleb järgida alltoodud nõuandeid.

1. Veenduge, et sõiduk oleks reisija transportimiseks ratastoolis sobiva varustusega, ja veenduge, et ligipääsu-/väljumismeetod oleks teie ratastooli tüübile sobiv. Sõiduki põranda tugevus peab olema piisav kasutaja, ratastooli ja tarvikute ühendatud massi kandmiseks.
2. Ratastooli ümber peab olema piisavalt ruumi ratastooli kinnitamiseks, pingutamiseks ja vabastamiseks ning kasutaja kinnitamiseks kinnitus- ja turvavöödega.
3. Sõitjaga ratastool peab paiknema näoga sõidusuunas ning olema kinnitatud ratastooli rihma ja istuja kinnitusrihmadega (WTORS-i kinnitusrihmad, mis vastavad standardi ISO 10542 2. osa või SAE J2249 nõuetele) WTORS-i tootja juhiste kohaselt.
4. Ratastooli kasutamist mujal sõidukis ei ole katsetatud, nt mitte mingil juhul ei tohi transportida külg ees (joonis A).








5. Ratastool tuleb kinnitada kinnitusrihmade süsteemiga, mis vastab standardile ISO 10542 või SAE J2249 koos mittereguleeritavate ja reguleeritavate tagarihmadega, mis tavaliselt kasutavad karabiinklambreid või S-haake ning keele- ja pandlakinnitusi. Turvasüsteem koosneb üldiselt neljast rihmast, mis on kinnitatud ratastooli iga nurga külge.
6. Rihmadega turvasüsteem tuleb kinnitada ratastooli pearaami külge nii, nagu on näidatud joonisel järgmisel lehel, ja mitte mingite osade või tarvikute külge, nt rattakodarate, pidurite või jalatugede külge.
7. Turvarihmad tuleb kinnitada võimalikult lähedale 45-kraadise nurga all ja pingutada kindlalt tootja juhiste järgi.
8. Ratastooli rihma kinnituspunkte, struktuuri ja raami või komponente ei tohi muuta ega asendada tootjaga konsulteerimata. Vastasel korral ei ole võimalik Sunrise Medicali ratastooli sõidukis transportida.
9. Nii puusa- kui ka ülakeha turvavööd tuleb kasutada istuja kinnitamiseks, et vähendada sõiduki komponentide lööke vastu pead ja rinda ning minimeerida kasutaja ja teiste sõidukis viibijate tõsiste kahjustuste ohtu. (Joonis B) Ülakeha turvavöö peab olema kinnitatud sõiduki B-piilari külge – kui seda ei tehta, suureneb kasutaja alakeha tõsise vigastuse oht.
10. Transportimiseks tuleb alati paigaldada sobiv peatugi (vt peatoe silti) ja see sobivalt paigutada.
11. Posturaalseid tugesid (sülerihmad, vöörühmad) ei tohi kasutada ega usaldada nende hooleks istuja turvamine liikuvus sõidukis, kui neil ei ole silti vastavuse kohta standardile ISO 7176-19:2001 või SAE J2249.



12. Kasutaja ohutus transportimisel sõltub inimese hoolikusest, kes paigaldab kinnitusrihmad. Seda inimest peab olema juhendatud ning/või koolitatud nende kasutamise kohta.
13. Igal võimalusel eemaldage ja ladustage ratastoolist turvaliselt eemal kogu lisavarustus, nagu kargud, lahtised pehmedused ja aluse lauad.
14. Liigenditega/tõstvat jalatuge ei tohi kasutada tõstetud asendis ratastooli ja selle kasutaja transportimisel ega siis, kui ratastool on kinnitatud ratastooli transportimise ning kasutaja turvasüsteemiga.
15. Allalastud seljatoed tuleb tõsta püstiasendisse.
16. Käsi pidurid peavad olema kindlalt rakendatud.
17. Kinnitusrihmad peavad olema kinnitatud sõiduki B-piilari külge ja ratastooli komponendid, nagu käetoed või rattad, ei tohi neid kehast eemal hoida.

Kasutaja kinnitusrihmade juhend

1. Kinnitusrihm peab vaagnapiirkonnas minema madalalt üle vaagna eesosa, nii et vaagnarihm oleks horisontaalasendi suhtes eelistatavalt 30° kuni 75° nurga all. Soovitav on kasutada eelistatavas piirkonnas järsemat (suuremat) nurka, kuid mitte kunagi üle 75°. (Joonis C)
2. Ülakeha kinnitusrihm peab minema üle õla ja risti üle rinna, nagu on näidatud joonistel D ja E.
Kinnitusrihmad peavad olema võimalikult pingul, kuid tagama kasutajale mugava oleku.
Rihm ei tohi olla kasutamisel keerdus. Ülakeha kinnitusrihm peab minema üle õla ja risti üle rinna, nagu on näidatud joonistel D ja E.



3. Tooli kinnituspunktid asuvad seesmise raami eesosas kohe väikese ratta kohal ja raami tagaküljel. Rihmad on paigutatud külgraamide ümber raami horisontaalsete ja vertikaalsete torude ristumiskohas (vt joonised G–H).
4. Rihma sümbol (joonis F) ratastooli raamil näitab kinnitusrihmade asukohta ratastoolil. Seejärel pingutatakse rihmad pärast eesmist rihmade paigaldamist ratastooli kinnitamiseks.

KASUTAJA KAAL ALLA 22 kg

Kui transportitav kasutaja on laps, kes kaalub vähem kui 22 kg ja vedaval sõidukil on vähem kui kaheksa (8) sõitjat, on soovitatav viia kasutaja üle UNCE eeskirjale 44 vastavasse lapseturvasüsteemi (CRS). Seda tüüpi turvasüsteem annab istujale tõhusama kaitse kui tavaline 3-punktiline kinnitussüsteem ja mõnedel CRS-süsteemidel on ka posturaalsed lisatoed, mis aitavad lapse asendit säilitada.

Vanemad või hooldajad võivad mõnedel juhtudel kaaluda võimalust jätta laps transportimisel turvatooli, sest ratastooli seadistus on selleks piisavalt turvaline. Sellistel juhtudel soovitame lasta meditsiinitöötajal ja vastavatel pädevatel isikutel riske hinnata.

Transportitavus – ratastooli kinnitusrihmade paigutamine ratastoolile

Eesmist ratastooli kinnitusrihmadega kinnitatud ratastool. (Joonis G)

Ratastooli tagumise kinnitusrihma asukoht (joonis H).

4.0 Käsitsemine

Falten (joonis 4.0)

Eemaldage kõigepealt ratastooli istmepadi ja keerake üles (platvorm) jalaplaadid või eraldi asuvad jalaplaadid. Võtke kinni kinnituse alt keskelt ja tõmmake ülespoole, kuni klappimisklamber klõpsab oma kohale (joonis 4.0–4.1). Ratastooli võimalikult väikeseks kokkuklappimiseks, nt autossepanekuks, saate eemaldada jalatoed (sõltuvalt mudelist). Selleks avage lukustus väljastpoolt ja keerake jalatugi küljele (joonis 4.2–4.3). Seejärel tuleb jalatugi raami torust välja tõmmata.

Transporditavus (joonis 4.1).

Liikumiseabi liigutamiseks tuleb kokkuklapitud ratastooli tõsta, hoides ristklambri esiosast ja lükkamiskäepidemetest.

Lahtivõtmine

Vajutage kokkupanekuklambril vabastamishooba (joonis 4.4) allapoole ja lükake raami pooled laiali. Seejärel vajutage istme torule (joonis 4.5). Nüüd on ratastool lahti klapitud. Nüüd klõpsake istme torud oma kohale istme sadulas. Seda saab lihtsustada ratastooli kergelt küljele kallutades, sest sellega võetakse raskus ühelt tagarattalt. Jälgige, et sõrmed ei jääks risttoru vahele. Paigaldage istmepadi.

⚠ HOIATUS!





Sõrmede kinnijäämisohu.

Iseseisvalt ratastooli istumine

- Lükake ratastool seina äärde või kindla mööblieseme kõrvale.
- Rakendage pidurid
- Kasutaja võib tasakesi ratastooli laskuda.
- Seejärel asetage jalad kannarihmade esiosale (joonis 4.6).

Iseseisvalt ratastoolist väljumine

- Rakendage pidurid
- Hoides üht kätt rattal või küljekaitsemel, tuleb keharaskuse toomiseks istme esiservale ennast kergelt ettepoole kallutada ja seejärel üles püstiasendisse tõugata, hoides mõlemat jalga kindlalt põrandal ja ühte jalga teise taga (joonis 4.7).




5.0 Ratastooli transportimine

Tagarataste kiirvabastusteljed (joonis 5.0)

Tühja ratastooli sõidukis transportimisel peab see olema rihtmudega kinnitatud.

Tagarattad on varustatud kiirvabastustelgedega. Seega saab rattaid paigaldada või eemaldada tööriistu kasutamata. Ratta eemaldamiseks vajutage lihtsalt teljel kiirvabastusnupp (1) ja tõmmake ratta välja.



⚠ ETTEVAATUST!


Hoidke kiirvabastusnuppu teljel vajutatuna, kui lükkate tagarataste paigaldamiseks telge raami sisse. Ratta oma kohale lukustamiseks vabastage nupp. Kiirvabastusnupp peab klõpsama tagasi algasendisse.

6.0 Suvandid

Pidurid



Rattalukud (joonis 6.0)

Teie ratastool on varustatud kahe rattalukuga. Need surutakse otse vastu rehve. Rakendamiseks vajutage mõlema ratta lukustushoobasid ettepoole vastu piirajaid. Lukkude vabastamiseks tõmmake hoovad tagasi algasendisse.



Ühe käe rattalukud (joonis 6.1–6.2)

Teie ratastool on varustatud rattalukkude kahe komplektiga, mis töötavad vasakul või parema küljel. Need surutakse otse vastu rehve. Rakendamiseks vajutage ratta lukustushooba ettepoole vastu piirajat. Ratta vabastamiseks tõmmake hoob tagasi algasendisse.



⚠ HOIATUS!

Pidurdusvõimsus väheneb, kui:

- pidurid on valesti paigaldatud ja reguleeritud,
- rehvirõhk on liiga väike,
- rehvimuster on kulunud,
- rehvid on märjad,
- rattalukud on valesti reguleeritud.
- Rattalukud ei ole mõeldud liikuva ratastooli pidurdamiseks.
- Sellepärast ei tohi rattalukke kunagi kasutada liikuva ratastooli pidurdamiseks.
- Pidurdamiseks kasutage alati lükkamispoüdasid.

Veenduge, et rehvide ja rattalukkude vahekaugus vastaka antud spetsifikatsioonidele. Uuesti reguleerimiseks vabastage kruvi ja seadke vastav vahekaugus. Seejärel pingutage uuesti kruvi (joonis 6.0, 6.1, 6.1.1). Pärast tagarataste igat reguleerimist kontrollige rattalukkude kaugust ja reguleerige seda vajaduse korral.

Trummelpidurid

Trummelpidurid võimaldavad abistajal ohutult ja mugavalt pidurdada.

Neid saab seada ka lukustushoova (1) abil veeremise vältimiseks.

Hoob peab klõpsatama kuuldavalt oma kohale.


Trummelpidureid ei mõjuta rehvide õhurõhk (joonis 6.3).

⚠ HOIATUS!

Trummelpidureid tohivad reguleerida ainult volitatud edasimüüjad. Rakendage alati kahte pidurit korraga, et tagada kontroll liikumissuuna üle.

Trummelpidureid saab kasutada ainult dünaamilise pidurina liikuva ratastooli peatamiseks.

Ratastooli fikseerimiseks lühikesel või pikal peatumisel või transportimisel rakendage alati rattalukke.




Pidurihoova pikendus

Pikem hoob aitab minimeerida rattalukkude seadmiseks vajalikku jõudu. Pidurihoova pikendus on pidurite külge kruvitud. Selle tõstmisel võib see keerata ettepoole (joonis 6.4).

⚠ ETTEVAATUST!

Rattaluku rattale liiga lähedale kinnitamine suurendab aga selle kasutamiseks vajalikku jõudu. Selle tagajärjel võib pidurihoova pikendus murduda!

Nõjatumine transportimisel vastu pidurihoova pikendust põhjustab hoova purunemise. Rehvidelt pritsiv vesi võib tekitada rattaluku tõrke.



Kallutustorud

Sammtorusid kasutavad abistajad ratastooli lükkamiseks üle takistuse. Ratastooli lükkamiseks näiteks üle äärekivi või astme astuge lihtsalt torule (joonis 6.5).

⚠ ETTEVAATUST!

Sunrise Medical soovib tungivaltl kasutada sammtoru kõikidel mudelitel, kus enamik aega tuleb abistajat kasutada. Tagapostid võivad saada kahjustada, kui kasutate pidevalt tagaposti sammtoruta ratastooli tagasitõmbamiseks või kallutamiseks.



Jalaplaadid

Jalaplaadid (joonis 6.6). On olemas kahte tüüpi jalaplaate: platvorm ja jagatud. Neid saab üles keerata ratastooli istumise ja ratastoolist lahkumise lihtsustamiseks.




Säärepiirkonna pikkused

Seadekruidide (1) eemaldamisega saab jalatuge reguleerida sobivaks igasugusele säärepikkusele. Eemaldage seadekruidid, seadke jalatoega torud soovitud asendisse ja paigaldage ning pingutage seadekruidid uuesti (vt lehelt pingutusmomenti). Veenduge, et komposiitplastist seib oleks seadekruidi all õiges asendis. Kaugus maapinnast peab olema alati vähemalt 25 mm.

Kasutatud kruvidele on tehases paigaldatud keermelukk ja seda saab reguleerida viis korda pärast paigaldamist. Pärast seda tuleb need asendada või alternatiivina kinnitada keskmise tihedusega keermelukuga.





Alumiiniumist jalatugede laiuse reguleerimine

Kui jalatoe laiust tuleb reguleerida, keerake lahti kruvi (1), seadke soovitud laius, pannes 1, 2 või 3 vaheseibi (2) väljastpoolt sissepoole, ja seejärel paigaldage kruvid uuesti (joonis 6, 7).



Alumiiniumist jalaplaadi nurga reguleerimine

Jalaplaadi saab üles tõsta, et muuta toolis istumine ja toolist väljumine lihtsamaks (joonis 6.8–6.11). Seda saab reguleerida nurga muutmiseks maapinna suhtes. Pingutage kruvi (1) väljaspool. Vabastades klambrid (2), saab jalaplaati liigutada kolme asukohta nii ees- kui ka tagapool. Reguleerides seadekruidi (3), saab jalaplaadi seada horisontaalasendisse. Selleks tuleb jalaplaat üles tõsta. Pärast igasugust reguleerimist veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult pingutatud (vt lehelt pingutusmomenti). Veenduge, et minimaalne kaugus põrandast (25 mm) oleks tagatud.



Kombineeritud jalatoe nurga reguleerimine (joonis 6.12).

Seda saab reguleerida nurga muutmiseks maapinna suhtes. Vabastage kruvi, tõmmake seda sissepoole, seadke soovitud nurk ja seejärel lükake kruvi sisse. Pärast reguleerimist pingutage kruvid uuesti. Pärast igasugust reguleerimist veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult pingutatud (vt lehelt pingutusmomenti).



Veenduge, et minimaalne kaugus põrandast (25 mm) oleks tagatud (joonis 6.11).

Rippkronstein ja riiv



Jalatugesid saab keerata sissepoole istmekinnitusse alla või väljapoole.

Jalatugede kinnitamisel peavad jalatoed olema suunatud kas sisse- või väljapoole. Seejärel keerake jalatuge sissepoole, kuni see lukustub oma kohale. Eemaldamiseks tõmmake hooa (1), keerake rippkronstein sisse- või väljapoole ja tõstke jalatugi välja. Veenduge, et jalatugi oleks lukustatud korralikult oma kohale (joonis 6.13–6.14).




HOIATUS!

- Käetugesid ei tohi kasutada ratastooli tõstmiseks ega kandmiseks.
- Ärge kasutage jalalaudu ratastooli istumiseks ega sellest väljumiseks. Need tuleb varem üles- ja väljapoole keerata nii kaugele kui võimalik.



AMPUTEERITU TUGI (joonis 16.5).





Amputeeritu tuge saab reguleerida igas suunas vajadust mööda.

Jalatoe tõstmise võimalus (joonis 6.17–6.19)

Eemaldamiseks tõmmake hooba (1), keerake jalaplaat sisse- või väljapoole ja tõstke jalatugi välja.

Kõrguse reguleerimine

Säärepikkust saab sujuvalt reguleerida kruvi (2) vabastamisega. Reguleerige sobiv kõrgus ja pingutage kruvi uuesti.




⚠ ETTEVAATUST!

Jalaplaadi ja maapinna vahel peab olema vähemalt 40 mm.

Nurga reguleerimine

Vajutage ühe käega hooba (3) allapoole, toetades teise käega jalatuge koormuse äravõtmiseks. Kui olete saavutanud sobiva nurga, vabastage hoob ja jalatugi lukustub ühes eelmääratud asendis.



⚠ HOIATUS!

- Jalatoe tõstmisel või langetamisel hoidke käed eemal reguleerimismehhanismist raami ja jalatoe liikuvate osade vahel.
- Jalatugesid ei tohi kasutada ratastooli tõstmiseks ega kandmiseks.
- Sõrmede kinnijäämisoh!
- Jalatuge üles või alla liigutades ärge pange oma sõrmi reguleerimismehhanismi jalatoe liikuvate osade vahele.

Väikesed rattad

Väikesed rattad, väikeste rataste adapter, väikeste rataste hark (joonis 6.20–6.20.2)


Aeg-ajalt võib ratastool vajuda kergelt paremale või vasakule või hakata loperdama.

See võib olla tingitud järgmistest asjaoludest.

Ratta edaspidi ja/või tagurpidi liikumine ei ole korralikult seadistatud. Väikese ratta nurk ei ole õigesti reguleeritud. Väikese ratta ja/või tagaratta õhurõhk ei ole õige, rattad ei pöördu sujuvalt.

Väikesed rattad tuleb reguleerida optimaalselt sellisel, et ratastool liiguks mööda sirgjoont. Väikesi rattaid tohib reguleerida ainult volitatud edasimüüja.

Väikeste rataste plaadid tuleb uuesti reguleerida ja rattalukke kontrollida iga kord, kui tagarataste asukohta on muudetud. Kontrollige väikese ratta adapteri (1) seadet, asetades kolmnurga selle kõrvale ja vaadates seda eestpoolt. Veenduge, et adapter oleks pörandas suhtes õige nurga all. Vabastades kruvid (2) ja nihutades adapterit, saate rattad uuesti optimaalsesse asendisse seada, reguleerides vastavat hammasjaotist. Pärast igasugust reguleerimist veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult pingutatud (vt lehel pingutusmomenti).



Kasutatud kruvidele on tehases paigaldatud keermelukk ja seda saab reguleerida viis korda pärast paigaldamist. Pärast seda tuleb need asendada või alternatiivina kinnitada keskmise tihedusega keermelukuga.

Istme esiosa kõrgus

Istme esiosa kõrguse reguleerimiseks vabastage kruvid A (kaks kummalgi küljel) ja reguleerige iste vajalikule kõrgusele. Veenduge, et mõlemad küljed oleksid samal kõrgusel, ja seejärel pingutage kruvisid uuesti. Arvestage vajalikku momenti (vt lehel momenti).



Teljeplaat

Teljeplaat (joonis 6.21)


Kerge ja mugava sõitmise tähtsaks teguriks on raskuskeskme asukoht tagaratta suhtes. Valida saab erinevaid asukohti.

Kui nihutate perforatsioonid plaati tahapoole, on tool turvalises asendis, kuid samal ajal kaotab osa oma manööverdamisvõimest võrreldes sellega, kui perforatsioonid on ettepoole paigutatud.

Teljeplaati üles ja alla liigutades saate reguleerida ratastooli istme kõrgust. Pärast igasugust reguleerimist veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult pingutatud (vt lehel pingutusmomenti).

⚠ ETTEVAATUST!

Vajaduse korral tuleb pidureid ja väikseid rattaid uuesti reguleerida.



Rataste kalle


Rataste kalle (joonis 6.22)

Tools rataste kallet saab reguleerida vahemikus 0° kuni 3°. See annab ratastoolile suurema stabiilsuse külili kukkumise suhtes ja parandab ka ratastooli manööverdamisvõimet.

Keerake lahti teljeplaadi kruvid ja keerake adapterit 180° võrra. Seejärel pingutage kruvisid uuesti (vt lehelt momenti). Rataste kalde seadmine suurendab ratastooli üldlaiust (iga kraad lisab umbes 100 mm).

⚠ ETTEVAATUST!


Vajaduse korral tuleb pidureid ja väikseid rattaid uuesti reguleerida.



Seljatugi


Reguleeritava kõrgusega seljatugi

Seljatoe kõrgust saab reguleerida vahemikus 350–500 mm (sõltuvalt seljatoe asendist). Vabastage poldid (1) + (2) ja vajutage seljatoe toru soovitud asendisse. Kinnitage poldid uuesti (joonis 6.23).




Reguleeritava kaldenurgaga seljatugi

Seljatoe kaldenurka saab seada 6 erinevasse asendisse (–5° ettepoole, 0°, 5°, 10°, 15° ja 20° tahapoole). Kaldenurga reguleerimiseks eemaldage kruvi (1), seadke seljatoe soovitud kaldenurk ja pingutage uuesti kruvi (joonis 6.24). Klambri hoova (1) vabastamisel saab seljatoe kõrgust sujuvalt reguleerida vahemikus 350–500 mm.



Seljatoe kaldenurga reguleerimine (7°–30°)

Mõlema hoova koos tõmbamisel (1) saate seljatoe vabastada ja viia seejärel soovitud asendisse. Kahe hoova (1) vabastamisel lukustub seljatugi automaatselt oma kohale (joonis 6.25).




⚠ HOIATUS!

- Allalastud seljatuge saab kasutada ainult koos teljevahe laiendusega.
- Soovitav on kasutada allalastavat seljatuge koos kallutamistavastaste torudega (maksimaalne kõrgus maapinnast 30–50 mm).
- Soovitame kasutada allalastavat seljatuge koos stabiliseerimislatiga.

Reguleeritav tagumine tugi, (joonis 6.26)

Reguleeritava tagumise toe pingust saab reguleerida takjakinnitusega Velcro® rihmade eraldamise ja juhtimisega läbi pannalde (1). Kui soovitud pingus on saavutatud, vajutage takjakinnitus tagasi kokku. Korrake toimingut iga rihmaga. Tagumise toe polstrile pääseb ligi seestpoolt läbi ava ja seda saab polsterdada igaühe maitse järgi.



⚠ HOIATUS!

Enne ratastooli kasutamist veenduge, et iga rihm oleks kindlalt kinnitatud.

Pagasiruumi tugi


Reguleerida saab pagasiruumi toe nurka, sügavust ja kõrgust (vt joonis 6.27). Seda saab ära keerata, pöörates vabastushoova (1).



Peatugi

Peatugi (joonis 6.28).

Peatoe kõrgust saab reguleerida ja seda võib liigutada horisontaalselt ette- ning tahapoole. Selleks vabastage kruvi (1 või 2). Niimoodi saate reguleerida soovitud asenditesse. Pingutage uuesti kruvid (vt lehelt momenti).



Joonis 6.28

Stabiliseeriv latt

Stabiliseeriva lati kokkupanek

Seda latti kasutatakse seljatoe stabiliseerimiseks. Ratastooli kokkupaneku võimaldamiseks tuleb vabastushoob lükata sissepoole (joonis 6.29) või vabastada ja stabiliseeriv latt pöörata allapoole. Ratastooli lahti võttes veenduge, et stabiliseeriv latt oleks oma kohale lukustatud.




Joonis 6.29

Valikuvõimalused – ühe käega juhtimine

Ühe käega juhtimine


(Joonis 6.30–6.30.1). Tooli otse edasi liigutamiseks tuleb kasutada mõlemat lükkamispöida. Ratastooli kokkupanemiseks ühendage lahti teleskoopplatt, vajutades vabastajat sissepoole (1). Rataste eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu (2).



Joonis 6.30

⚠ ETTEVAATUST!

Vigastuste vältimiseks veenduge alati, et ühendused oleksid õigesti tehtud.



Joonis 6.30.1

Küljekaitssmed

Keskugi

Paigaldamine Libistage käetoet post regulaatorisse, mis asub ratastooli raamil, kuni posti peatumiseni

Kõrguse reguleerimine

Libistage käetoet post regulaatorist välja. Reguleerige kõrguse reguleerklambri (1) asukohta, eemaldades kruvi (2) ja nihutades selle soovitud asukohta. Paigaldage kruvi tagasi ja pingutage seda. Libistage käetoet post tagasi regulaatorisse (joonis 6.31).

Käepadja asend

Käepadja asendit saab reguleerida, vabastades kruvid (3) ja liigutades käepatja seejärel soovitud asendisse. Pingutage uuesti kruvisid (joonis 6.31).

Käetoeregulaatori reguleerimine

Käetoeregulaatori pingulolekut saab reguleerida (pingutada/ lõdvendada) kahe kruvi abil (1) – (joonis 6.32).


Küljekaitse riidekaitsega (joonis 6.33)

Riidekaitse kaitseb riideid veepritsmete eest. Selle asukohta saab muuta tagaratta suhtes, liigutades küljekaitset. Selleks vabastage kinnituskruvid (1 ja 2). Pärast soovitud asendisse seadmist keerake kruvid uuesti kinni (vt lehelt momenti).




HOIATUS!

Küljekaitseid ega käetugesid ei tohi kasutada ratastooli tõstmiseks ega kandmiseks.



Joonis 6.31



Joonis 6.32



Joonis 6.33

STANDARDNE KÜLJEKAITSE, KÜLJEKAITSE, ÜLESPÖÖRAMINE, EEMALDATAV KOOS LÜHIKESTE VÕI PIKKADE KÄETUGEDEGA, REGULEERITAVA KÕRGUSEGA KOOS LÜHIKESTE VÕI PIKKADE KÄETUGEDEGA

Ümardatud esiservadega küljekaitse võimaldab teil lauale lähemale tulla. Käetoel üles keeramiseks vajutage hooba (1) selliselt, et küljekaitse vabaneb (joonis 6.34 ja 6.35).



Joonis 6.34

Käetoel (2) kõrgust saab reguleerida vahetüki klambrit erinevatesse asukohtadesse paigutades. Selleks vabastage kruvid, nihutage vahetüki klambrit ja pingutage uuesti kruvid. Käetoel pikkust saab reguleerida, vabastades kruvid (3), liigutades käetoel soovitud kohta ja pingutades uuesti kruvisid (joonis 6.35).



Joonis 6.5

**ETTEVAATUST!**

- Küljekaitseid ega käetugesid ei tohi kasutada ratastooli tõstmiseks ega kandmiseks.
- Hoidke oma sõrmi käepadja kõrguse reguleerimisel.

KÜLJEKAITSE, ÜLESPÖÖRAMINE, EEMALDATAV KOOS LÜHIKESTE VÕI PIKKADE KÄETUGEDEGA, REGULEERITAVA KÕRGUSEGA

Käetoel kõrgust saab reguleerida järgmiselt. Liigutage hooba allapoole ja viige käetugi soovitud kõrgusele. Vabastage hoob ja vajutage käetuge allapoole oma kohale, kuni kuulete klõpsu. Kontrollige alati, et küljekaitse oleksid korralikult paigaldatud. Käetoel ülestõstmiseks vajutage hooba (1) selliselt, et küljekaitse vabaneb.

Käetoel pikkust saab reguleerida, vabastades kruvid (2), vajutades seejärel käetoel õigesse asendisse ja pingutades uuesti kruvisid (joonis 6.36).



Joonis 6.36


**ETTEVAATUST!**

- Küljekaitseid ega käetugesid ei tohi kasutada ratastooli tõstmiseks ega kandmiseks.
- 24" (609,6 mm) tagaratta kasutamisel tuleb käetugi ühe astme võrra kõrgemale viia.

Ühe käega juhtimise käetugi

Vajutades hooba (1), saab kõrgust ühe käega reguleerida.


Valikuvõimalused – hemipleegiahaige käetugi



HEMIPLEEGIAHAIGE KÄETOED

Hemipleegiahaige käetoel saab reguleerida nii pikkust kui ka nurka. Pikkust saab reguleerida, vajutades käetoel pärast kahe pöördkruvi (1) vabastamist. Nurga reguleerimiseks avage vabastushoob (2) ja keerake käetugi soovitud asendisse, seejärel kinnitage see uuesti (joonis 6.37).

Joonis 6.37



Küljekaitsemed

Ühe postiga reguleeritava kõrgusega käetoed (joonis 6.38–6.41).

**HOIATUS!**

Küljekaitseid ega käetugesid ei tohi kasutada ratastooli tõstmiseks ega kandmiseks.

1. Paigaldamine
 - a. Vajutage käetoel välimised relsid alla regulaatoriga, mis on kinnitatud ratastooli raami külge.
 - b. Käetugi lukustub automaatselt oma kohale.
2. Kõrguse reguleerimine
 - a. Keerake kõrguse reguleerimise vabastushooba (2) teise stopp-punkti.
 - b. Vajutage käepadja üles või alla soovitud kõrguseni.
 - c. Seadke hoob tagasi lukustatud asendisse käetoel relsside vastas.
 - d. Vajutage käepadja (4), kuni relsid klõpsavad kindlalt oma kohale.
3. Eemaldage käetugi
 - a. Kasutage hooba 3 ja tõstke üles kogu käetugi.
4. Sisestage käetugi
 - a. Pange käetugi tagasi regulaatorisse, kuni käetugi klõpsab oma kohale.

Käetoeregulaatori komponentide paigaldamine

Käetoeregulaatori reguleerimine


Käetugede välimiste relsside paigalduse tihendamiseks või lõdvendamiseks regulaatoris tehke järgmist.

1. Vabastage regulaatori neli seadekruvi (D) regulaatori külgedel.
2. Jätke käetugi regulaatorisse (E) ja lükake regulaatorit kokku, kuni on saavutatud soovitud reguleering.
3. Pingutage neli kruvi (D). (144 in-lbs, 16,3 Nm)


Asukoha reguleerimine

1. Vabastage kaks klamberkrugi (10), kuni klamber on lahti.
2. Vajutage käetoeregulaator soovitud asendisse.
3. Pingutage.
1. Käetoe välisreleid
2. Lukustushoova kõrguse reguleerimine
3. Vabastushoob
4. Käetoe padi
5. Edastuslatt
6. Küljekaitse
7. Regulaator
8. Reguleerklamber
9. Osad regulaatori reguleerimiseks
10. Kinnituskruvid


Joonis 6.38




Joonis 6.39



Joonis 6.40




Joonis 6.41



Lükkamiskäepidemed

Reguleeritava kõrgusega lükkamiskäepidemed (joonis 6.42)

Käepidemed on fikseeritud tihvtidega, et vältida nende tahtmatut väljalibisemist. Kiirvabastushoova avamine muudab võimalikuks lükkamiskäepidemete kõrguse reguleerimise individuaalsete vajaduste rahuldamiseks. Hoova liigutamisel kuulete lukustusmehhanismi; nüüd saate lükkamiskäepideme asendit soovikohaselt muuta. Pingutushoova mutter määrab, kui tihedasti on lükkamiskäepidemed oma kohale kinnitatud. Kui pärast pingutushoova reguleerimist on mutter lahtiselt, on ka lükkamiskäepide liiga lahtiselt. Enne kasutamist keerake lükkamiskäepidet küljelt küljele, et veenduda selle piisavalt tugevas kinnituses. Pärast käepideme kõrguse reguleerimist kinnitage pingutushoob kindlalt oma kohale. Kui hoob ei ole korralikult kinnitatud, võib trepist üles minnes tekkida vigastusi.




Lükkamiskäepide

Lükkamiskäepidemete allakeeramine (joonis 6.43).

Kui lükkamiskäepidemeid ei kasutata, saab need alla keerata, vajutades nuppu (1). Kui neid on jälle vaja, keerake käepidemed lihtsalt uuesti üles, kuni need klõpsavad oma kohale.


Joonis 6.43



Kaldumisvastased torud

Kaldumisvastased torud (joonis 6.44)

Kaldumisvastased torud (1) tagavad kogenematutele kasutajatele lisaohutuse, kui nad alles õpivad oma ratastooli kasutama. Kaldumisvastased torud (1) ei lase ratastoolil tagurpidi ümber minna. Kaldumisvastast toru (1) saab keerata alla sellele vajutades või ettepoole lükates. Kaugus põrandast peab olema 30–50 mm. Astmest (nt äärekivist) üles- või allaminekuks tuleb kaldumisvastased torud keerata ettepoole, et vältida nende kokkupuudet maapinnaga.



ETTEVAATUST!

Ärge lükake kaldumisvastase toru mõlemat nuppu raami torusse, sest see võib kahjustada kaldumisvastast toru ja põhjustada selle efektiivsuse kadu. Vajutades sisse teise paljastunud vabastusnupu, saab ohutusrattad keerata ülespoole või eemaldada. Toru ja maapinna vahele peab

alati jääma vahemaa 30–50 mm. Suurte takistuste (nagu äärekivi) ületamisel tuleb keerata ohutusrattad üles, et need ei puudutaks maad. Seejärel keerake ohutusrattad tagasi normaalasendisse (joonis 6.44).



HOIATUS!

Kaldumisvastase kaitse vale seadistamine suurendab tahapoole kaldumise ohtu.

Karguhoidik

Karguhoidik (joonis 6.45)

See seade võimaldab karke transportida otse ratastoolil. Sellel on takjakinnitusega silmus karkude või muude abivahendite kinnitamiseks.



ETTEVAATUST!

Ärge kunagi proovige karke või muid abivahendeid kasutada ega eemaldada liikumise ajal.




Joonis 6.45

PUUSA TURVAVÖÖ

Sülevöö tuleb kinnitada selliselt, et rihm läheks 45-kraadise nurga all üle kasutaja vaagna. Kui see on õigesti reguleeritud, peab kasutaja istuma sirgelt ja võimalikult taga. Sülevöö ei tohi lasta kasutajal mööda istet alla libiseda. (joonis 6.47).



Joonis 6.46



Joonis 6.47



Pandla kinnitamine

Lükake pandla keel tugevasti pandla pessa.



Rihma vabastamine

Vajutage pandla keele väljaulatuvatele külgedele ja vajutage neid keskme poole, samal ajal kergelt välja tõmmates.



HOIATUS!

- Kui sülevöö kasutamise ja töö kohta on kahtlusi, paluge abi tervishoiutöötajalt, ratastooli edasimüüjalt, hooldajalt või abistajalt.
- Kui soovite lasta paigaldada sülevööd, võtke ühendust Sunrise Medicali volitatud edasimüüjaga.
- Sülevööd tuleb kontrollida iga päev, et veenduda selle reguleerimise õigsuses ja kahjustuse või kulumise puudumises.
- Sunrise Medical ei soovita transportida ühtegi isikut sõidukis, kasutades sülevööd kinnitusmeetodina.



Vt Sunrise Medicali vedamise brošüüri lisanõuannete saamiseks transportimise kohta.

Hooldus

Kontrollige regulaarselt võõrihma ja kinnituskomponente narmendamise või kulumise suhtes. Vajaduse korral vahetage välja.



HOIATUS!

Sülevöö tuleb reguleerida selliselt, et see sobiks kasutajale nii, nagu ülal on kirjeldatud. Sunrise Medical soovib regulaarselt kontrollida rihma pikkust ja sobivust vähendamaks ohtu, et lõppkasutaja reguleerib rihma tahtmatult liiga pikaks.

Istmekinnitus


Standardne istmekinnitus (joonis 6.48)

Istmekinnitusel on ühel pool takjakinnitus ja see võimaldab istmekinnitust täpselt reguleerida. Istmekinnituse uuesti pingutamiseks lükake ratastooli kergelt kokku. Eemaldage kruvid (1) ja tõmmake eesmiseid korgid (2) ettepoole raamist välja. Seejärel saab istmekinnituse (3) tõmmata ettepoole raamist välja. Takjakinnitust avamisel saate istmekinnituse uuesti pingutada. Uuesti paigaldamiseks järgige juhiseid vastupidises järjestuses. Pärast igasugust reguleerimist veenduge, et kõik kruvid oleksid korralikult pingutatud (vt lehelt pingutusmomenti).



TÄHELEPANU!

Ohutuse tagamiseks peab vähemalt 50% takjakinnituse pinnast olema omavahel kontaktis.




Joonis 6.48

Istme sügavuse suurenemine

Istme sügavuse suurenemine (joonis 6.49)

Istme sügavust saate lihtsalt muuta, kasutades istmekinnitustel takjakinnitust. Eraldage kinnitus A kinnitusest B, seadke soovitud asend ja vajutage mõlemad kinnitused uuesti kokku üksteise peale.



Joonis 6.49


Istme sügavus

Eemaldades klambrid (1), saab ristklambri (2) lükata piki raami ja muuta sellega istme sügavust (olenevalt seljatoe torude asukohast).

Veenduge, et klambrid (1) klõpsaksid selleks ettenähtud raami avadesse.

Raami hoidmiseks võimalikult kompaktsena saab ka istme sügavust reguleerida seljatoe torudega. Selleks eemaldage kruvid (1 ja 2) seljatoe toru klambri. Eemaldage rattad ja käetoed ning nihutage seljatoe torud soovitud asendisse.

Viige käetoed regulaatoritoru soovitud asendisse (joonis 6.50).



Joonis 6.50

Alus

Alus (joonis 6.51)

Aluse laud moodustab pinna. Teie edasimüüja peab üks kord reguleerima ravilauda selliselt, et see vastaks istme laiusele. Toimivuskatset tehes peab kasutaja istuma ratastoolil.



Joonis 6.51

Abirattad

Abirattad (joonis 6.52)

Reisirattaid tuleb kasutada alati sellisel juhul, kui teie ratastool on liiga lai tagarataste kasutamiseks. Pärast tagarataste eemaldamist kiirvabastustelgedel saab abirattaid kohe kasutada sõidu jätkamiseks. Abirattad on paigaldatud selliselt, et need paiknevad umbes 30 mm maapinnast kõrgemal, kui neid ei kasutata. Seega ei sega need sõitmisel, transportimisel ega kallutamisel, kui on vaja takistusi ületada.



ETTEVAATUST!

Ilma tagaratasteta ei ole teie ratastoolil rattalukke.



Joonis 6.52

7.0 Rehvid ja paigaldamine

Rehvid ja paigaldamine

Standardiks on täiskummist rehvid.

Õhkrehvide kasutamisel veenduge alati, et rehvide rõhk oleks õige, sest vastasel juhul võib ratastooli suutlikkus väheneda. Kui rehvirõhk on liiga madal, suureneb veeretakistus ja tooli liigutamiseks on vaja rohkem jõudu. Madal rehvirõhk mõjutab negatiivselt ka manööverdamisvõimet. Kui rehvirõhk on liiga kõrge, võib rehvi lõhkeda. Iga rehvi õige rõhk on kirjutatud rehvi pinnale.

Rehve võib paigaldada samal moel, nagu paigaldatakse tavalist jalgrattarehvi. Enne uue sisekummi paigaldamist peate alati veenduma, et velje alusel ja rehvi sees ei oleks võõrkehi. Pärast rehvi paigaldamist või remontimist kontrollige rõhku. Teie ohutuse ja ratastooli suutlikkuse tagamiseks on kriitilise tähtsusega õhurõhu hoidmine ning rehvide hea seisukord.

8.0 Andmeplaat










Andmeplaat

Andmeplaat asub kas risttorul või raami põiktorul ja kasutusjuhendi sildil. Andmeplaat näitab täpset mudelit ja muid tehnilisi andmeid. Alati kui peate tellima varuosi või esitama nõude, teatage järgmised andmed:

- Seerianumber
- Tellimuse number
- Kuu/aasta

NÄIDIS

		SUNRISE MEDICAL GmbH & Co. KG Kahlbacherstr. 2-4 D-69254 Malsch - HD	
Wheelchair, Carrozzina, Rollstuhl, Fauteil Roulant, Silla de Ruedas			
Life i		XXXX.XX.XX	SN Life XXXXXX
Max.XX°	XXX mm	XXX mm	XXX kg

Life i XXXXX-XXX	Toote nimetus/tootekood.
	Maksimaalne ohutu kallak paigaldatud kaldumisvastaste torudega sõltub ratastooli seadistusest, kasutaja hoiakust ja füüsilistest võimetest.
	Istme laius.
	Sügavus (maksimaalselt).
	Maksimaalne kandevõime.
	CE-märgistus.
	Kasutusjuhend
	Katsetatud kokkupörkel (oleneb valikvarustusest)
	Ei ole katsetatud kokkupörkel (oleneb valikvarustusest)
 XXXX.XX.XX	Valmistamiskuupäev.
 RELXXXXXXXX	Seerianumber.

Meie põhimõtte tõttu pidevalt täiustada meie ratastoolide konstruktsiooni võivad toodete tehnilised andmed illustreeritud näidetest veidi erineda. Kõik massi, mõõtmeid ja suutlikkust puudutavad andmed on ligikaudsed ning antud ainult viidena.

Sunrise Medical järgib EL-i meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ nõudeid

CE Kõiki ratastoole tuleb kasutada tootja juhtnõorde järgi.

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Saksamaa
Tel: +49 (0) 7253 9800
Faks: +49 (0) 725 398 0222
kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.eu

9.0 Hooldus ja teenindus

- Kui teie ratastool peaks märjaks saama, kuivatage seda.
- Umbes iga 8 nädala järel peab kiirvabastustelgedele panema natuke õmbklusmasinaõli. Olenevalt kasutamissagedusest ja -viisist soovitame viia ratastool volitatud edasimüüja juurde iga 6 kuu järel, et selle vaataks üle vastava väljaõppe saanud personal.
- Kui soovite ratastooli pikaks ajaks hoiustada, ei ole vaja mingeid meetmeid võtta. Veenduge, et ratastooli hoitaks toatemperatuuril kuivas kohas otsese päikesevalguse eest kaitstult. Enne ratastooli uuesti kasutusele võtmist peab selle üle vaatama volitatud edasimüüja.



ETTEVAATUST!

Liiv ja merevesi (või talvel sool) võivad kahjustada esi- ja tagarataste laagreid. Pärast nende mõjuväljas olemist tuleb ratastool põhjalikult puhastada.

Järgmised osad saab eemaldada ja saata tagasi tootjale või edasimüüjale remontimiseks.

- Tagarattad
- Käetugi
- Kaldumisvastased torud

Need komponendid on saadaval varuosadena. Lisateavet saab vaadata varuosade kataloogist.

Hügieenimeetmed taaskasutamisel.

Enne ratastooli taaskasutamist tuleb see hoolikalt ette valmistada. Kõiki kasutajaga kokkupuutuvaid pindu tuleb töödelda desinfitseeriva spreiga.

Selleks peate kasutama desinfitseerimisvahendit DGHM-i nimekirjast, nt Antifect Liquid (Schülke & Mayr), mis on mõeldud kiiret desinfitseerimist vajavate meditsiinitoodete ja -seadmete kiireks alkoholil põhinevaks puhastamiseks.

Pöörake tähelepanu kasutatava desinfitseerimisvahendi tootja juhiste.

Üldiselt ei ole võimalik tagada õmbluste täielikku desinfitseerimist. Sellespärast soovitame visata ära istme ja seljatoe kinnitused, et vältida mikrobakteriaalset saastamist aktiivsete ainetega nakkuskaitseks § 6 kohaselt.

Hügieen taaskasutamisel

Kui tooli tuleb uuesti kasutada, tuleb see hoolikalt ette valmistada ja seda pühkida ning töödelda kõiki kasutajaga kokku puutuda võivaid pindu desinfitseeriva spreiga.

Kui peate seda tegema kiiresti, tuleb kasutada alkoholil põhinevat desinfitseerimisvahendit, mis on sobiv meditsiinilistele toodetele ja seadmetele. Pöörake tähelepanu kasutatava desinfitseerimisvahendi tootja juhiste.

10.0 Veatuvastus

Ratastool pöörab ühele küljele

- Kontrollige rehvirõhku
- Jälgige, et ratas pöörleks kergelt (laagrid, telg)
- Kontrollige väikese ratta kaldenurka
- Kontrollige, kas mõlemal väikesel rattal on korralik kontakt maapinnaga

Väikesed rattad hakkavad vänderdama

- Kontrollige väikese ratta kaldenurka
- Kontrollige, kas kõik poldid on kinni, vajaduse korral pingutage (vt lehelt momenti).
- Kontrollige, kas mõlemal väikesel rattal on korralik kontakt maapinnaga

Ratastool kriiksub ja lõgiseb

- Kontrollige, kas kõik poldid on kinni, vajaduse korral pingutage (vt lehelt momenti).
- Pange natuke määret punktidesse, kus liikuvad osad omavahel kokku puutuvad

Ratastool hakkab vänderdama

- Kontrollige väikeste rataste seadenurka
- Kontrollige rehvirõhku
- Kontrollige, kas tagarattad on ühtmoodi reguleeritud

11.0 Materjalide utiliseerimine/taaskasutamine

Märkus. Kui olete ratastooli saanud tasuta, ei kuulu see teile. Kui seda ei ole enam vaja, järgige teile ratastooli andnud organisatsiooni juhiseid selle tagastamiseks.

Järgnev teave kirjeldab ratastoolis kasutatud materjale nende utiliseerimise või ratastooli ja selle pakendi taaskasutamise juhistele.

Kui kehtivad kohalikud spetsiifilised jäätmekäitluse või taaskasutuse reeglid, tuleb neid jäätmekäitlust korraldades arvesse võtta. (See võib sisaldada ratastooli puhastamise või desinfitseerimise juhiseid enne utiliseerimist.)

Alumiinium. Väikeste rataste hargid, rattad, raami küljekaitsemed, käetoed, raam, jalatugi, lükkamiskäepide.

Teras. Kinnitusvahendid, kiirvabastustelg.

Plast. Käepidemed, torude korgid, väikesed rattad, jalaplaadid, käepadjad

Pakend. Väikese tihedusega polüetüleenkott, pappkast.

Polster. PVC-kattega polüesterkile ja paisuv põlemisega modifitseeritud vaht.

Utiliseerimiseks või taaskasutamiseks tuleb kasutada litsentsitud vahendajat või volitatud utiliseerimiskohta. Alternatiivina võite viia oma ratastooli edasimüjale utiliseerimiseks.



12.0 Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Kogulaius

Standardsete ratastega, sh lükkamispöiad, kitsas kinnitus:

- koos laua küljekaitsetega: SW + 200 mm
- koos alumiiniumist küljekaitsemega: SW + 180 mm
- koos riidekaitsemega, kombineeritud: SW + 190 mm
- Eriti kitsa lükkamispöia kinnitusega, üldlaiust on vähendatud 20 mm võrra

Mõõtmed kokkupanuna:

- koos tagarastetega: ligikaudu 300 mm
- ilma tagarasteteta: ligikaudu 250 mm

Mass (kg):

- transportimine (ilma jalatoeta, ratasteta, küljekaitseteta) alates 8 kg
- jalatugi (artikkel) 0,8 kg
- küljekaitse (sõlm) 1,3 kg
- rattad (sõlm) 2,2 kg

Ratastooli tõstmiseks või kandmiseks (ilma rataste, jalatõe ja küljekaitseteta) võtke kinni raami ülemisest torust ja seljatõe torust või istmekinnituse keskelt.

Kasutaja maksimaalne kaal:

- Easy Life i = koormus 140 kg
= 136 kg koos kerge rattaga.

LISAMÄRKUSED

Standardi EN12183: 2009 kohaselt on kõik seal loetletud osad (iste ja seljatõe polster, käepadi, küljepaneel jne) tulekindlad standardi EN1021-2 järgi.




HOIATUS!

Dünaamiliselt ohutu kalle sõltub tooli konfiguratsioonist, kasutaja võimetest ja sõidustiilist. Kuna kasutaja võimeid ja sõidustiili pole võimalik ette näha, ei ole võimalik määrata maksimaalset ohutut kallet. Sellepärast peab kasutaja selle määrama, paludes ümberkukkumise vältimiseks abiise tuge. Kogemusteta kasutajatel soovitatakse paigaldada kaldumsvastased torud.

Ratastool vastab järgmistele standarditele:

- nõuded staatilisele, löögi- ja väsimustugevusele ning nende katsemeetodid (ISO 7176-8)
- nõuded süttimiskindluse kohta EN 7176-16 (EN 1021-1)







Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel: +39 052 357 3111
Faks: +39 052 357 0060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Lückhalde 14
3074 Muri/Bern
Šveits
Tel: +41 (0) 319 583 838
Faks: +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norra
Telefon: +47 6696 3800
Faks: +47 6696 3880
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Box 9232
(400) 953 710
Rootsi
Tel: +46 (0) 317 483 700
Faks: +46 (0) 317 483 737
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
625 00 Brno
Tšehhi Vabariik
Tel: (+420) 547 250 955
Faks: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical ApS
Park Allé 289 G
DK-2605 Brøndby
Tel: 7022 4349
E-post info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Pty. Ltd.
6 Healey Circuit, Huntingwood, NSW
2148,
Austraalia
Telefon: 9678 6600,
Tellimuste faks: 9678 6655,
Admin. faks: 9831 2244. Austraalia
www.sunrisemedical.com.au

Sunrise Medical
Põhja-Ameerika peakorter
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333 4000
(800) 300 7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Saksamaa
Tel: +49 (0) 7253 9800
Faks: +49 (0) 725 398 0222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
Inglismaa
Telefon: 084 5605 6688
Faks: 084 5605 6689
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
Hispaania
Tel: +34 (0) 902 142 434
Faks: +34 (0) 946 481 575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Poola
Telefon: +48 422 758 338
Faks: +48 422 093 523
E-post pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical B.V.
Groningenhaven 18-20
3433 PE NIEUWEGEIN
Holland
Tel: +31 (0) 306 082 100
Faks: +31 (0) 306 055 880
E-post info@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
Holland
Tel: +31 (0) 492 593 888
E-post customerservice@
sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(rahvusvaheline)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel: + 33 (0) 247 554 400
Faks: +30 (0) 247 554 403
www.sunrisemedical.fr

