

Kui te ei saa vigastuse või kirurgilise protseduuri tõttu jalale või labajalale toetuda, peate võib-olla kasutama karke.

Sirgelt seistes peaks karkude ülaosa ulatuma 2,5–4 cm teie kaenlaalusest allapoole.


Karkude käepidemed peaksid olema ühel tasandil teie puusajoone tipuga (või puusanukiga). Käepidemeid saab reguleerida, kui lõdvendate tiibmutrit. Võtke kruvi kogu laiuse ulatuses välja. Paigutage käepide soovitud asendisse, pange pikk kruvi sisse tagasi ja keerake tiibmutter uuesti kinni. Veenduge, et tiibmutter oleks korralikult pingutatud.

Käepidemete kasutamisel peavad teie küünarnukid olema veidi kõverdatud.

Hoidke karkude ülaosa tihedalt vastu külgi ja kasutage keharaskuse toetamiseks oma käsi. Ärge laske karkude ülaosal kaenlaalustesse suruda.

Karkude kõrgust saab teie kehapikkuse järgi reguleerida. Vajutage korraga kahte vedrunuppu ja lükake toru sisse- või väljapoole. Veenduge, et vedrunupud ulatuksid turvaliselt läbi reguleerimisavade, enne kui hakkate karke uuesti kasutama.

- ⚠ Küsi abi, kui te pole kindel, kuidas karke kasutada.
- ⚠ Kasutaja kehakaal: 120 kg
- ⚠ Veenduge, et karguotsad (karkude allosa kummist katted) oleksid kindlalt kinnitatud ega oleks kulunud.



Tootja

Vermeiren Group
Vermeirenplein 1 / 15 – B-2920 Kalmthout
Tel +32 (0) 3620 2020 – Faks +32 (0) 3666 4894
veebisait www.vermeiren.be – e-post info@vermeiren.be

Võimalikud on tehnilised muudatused. © 2016

VERMEIREN

Looma liikumiseks uued võimalused

