


cougar[™]

Eestikeelne kasutusjuhend

Sisukord

Ohutus	4
Garantii	4
Tööriistad	4
Kasutusvalmiks seadmine	5
T-võti	5
Ratastooli istumine ja sealt lahkumine	6
Kasutamine teedel 1/4	7
Kasutamine teedel 2/4	8
Kasutamine teedel 3/4	9
Kasutamine teedel 4/4	10
Gaasvedru reguleerimine	11
Rataste kiirvabastus	12
Istme ja seljatoe kallutamine	13
Lükkesanga reguleerimine	14
Lükkesanga reguleerimine	14
Ümberminekuvastane abivahend	15
Nimmepiirkonna toe reguleerimine	15
Jalatoed ja jalaplaadid	16
Istme kõrguse reguleerimine	17
Liugvarda asendi reguleerimine	17
Istme sügavuse reguleerimine	18
Ratta lukustusvahend	19
Trummelpidur	20
Rataste kombinatsioonid	20
Raskuskeskme asukoha muutmine	21
Cougari seljatugi	22
Porikaitse	22
Külgl plaatidega käetoed ja käetugede pikendused	23
Kodarakaitsmed	24
Jalatoe paigaldamine	24
Jalatugi	25
Kepihoidik	26
Ventilaatorialus	26
Alus	26
Tõkispadi	27
Puusatoed	27
Peatugi	28
Pihikud ja vööd	28
Kiirlukustusvahendid	29
Transportimine mootorsõidukites 1/2	30
Transportimine mootorsõidukites 2/2	31
Toote identifitseerimine	32
Mõõtmised	33
Tehnilised andmed	34
Tootja	34
Hooldus ja korrashoid	35
Veaotsing	36
Vest ja ristvest	38
Rinnakurihm	38
Rinnarihm	39
Puusarihm	39
Y-puusarihm	40
Vaagnarihm	40
Pahklurihmad	41
Jalarihmad	41
Käemansett	42
Transportimisrihm	43
H-rihm	43



US disainipatent D588 051 S
Norra disainipatent, reg-nr 80196
patent läbivaatamisel

COUGAR

Cougar on erakordselt mugav ratastool.

Cougar on mugav ratastool teismelistele ja täiskasvanutele, kes vajavad taastusravi. Cougar võimaldab kõikidel isikutel saavutada korrektne ja mugav istumisasend. Tänu paljudele seadistusvõimalustele ja tarvikutele tagab Cougar kasutajale erakordse mugavuse ning kehahoiaku toe.

Käesolev kasutusjuhend aitab teil kõiki Cougar'i pakutavaid võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Seetõttu soovime kasutusjuhendi enne Cougar'i kasutamist läbi lugeda.

OHUTUS



Cougarile on omistatud CE-märgis. See näitab, et ratastool vastab kõigile asjakohastele Euroopa ohutusnõuetele. Lisaks on Cougar heaks kiidetud standardite ISO 7176-19, EN 12182 ja EN 12183 järgi. See kasutusjuhend on heaks kiidetud standardi ISO 7176-15 järgi. Toote vastupidavus igapäevasel kasutamisel on 5 aastat. Seejärel tuleb toodet selle kasutusea pikendamiseks uuendada (seda teevad R82 töötajad).



Toote ümberehitamisel või muude varuosade ja tarvikute kasutamisel R82 originaalosade asemel eemaldage CE-märgis.



Cougar on mõeldud vaid ühele kasutajale. Ärge laske Cougarile istuda enam kui ühel kasutajal.



Ärge kunagi jätke last abivahendisse järelevalveta. Tagage pidev täiskasvanu järelevalve. Toote valesti kasutamine võib põhjustada kasutaja tõsiseid vigastusi. Enne igat kasutamiskorda veenduge, et rihm on kindlalt raami külge kinnitatud.



Kasutusjuhendi viimane versioon on alati kättesaadav võrgus aadressil: www.R82.com

GARANTII

R82 annab 2-aastase garantii töö ja materjalidega seotud defektide korral ning 5-aastase garantii keevisliidete defektidest põhjustatud metallraami purunemise korral. Garantii kaotab kehtivuse, kui klient ei täida oma kohustusi seoses kontrollimise ja/või igapäevase hooldusega tootja määratud ja/või käesolevas kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi ning ettenähtud intervallidega. Lisateavet leiate R82 kodulehelt allalaaditavate materjalide osast. Garantii kehtib vaid siis, kui R82 toodet kasutatakse samas riigis, kust see osteti, ja kui toodet saab seerianumbri järgi tuvastada. Garantii ei kata juhuslikke kahjustusi, sealhulgas valest kasutamisest või hooletussejätmisest tingitud kahjustusi. Garantii ei laiene nendele osadele, mille puhul esineb normaalne kulumine ja mis tuleb perioodiliselt välja vahetada. Garantii tühistatakse, kui kasutatakse muid osi/tarvikuid peale R82 originaalosade/-tarvikute või kui toodet on remontinud või muutnud keegi muu peale volitatud R82 esindaja või väljaõppinud töötajate, keda R82 on ametlikult heaks kiitnud R82 tooteid remontima ning hooldama. R82 jätab endale õiguse garantiinõudega seotud toodet ja asjakohast dokumentatsiooni enne nõude rahuldamist kontrollida ning otsustada vigase toote asendamise või remondi üle. Klient vastutab garantiinõudega toote tagastamise eest ostuaadressile. Garantii andja on R82 või R82 edasimüüja.

TÖÖRIISTAD

Ratastooli tagaküljel on tööriistakott 3, 4, 5 ja 6 mm kuuskantsisevõtmetega. Komplekti kuulub ka üks T-võti. Kasutage kasutusjuhendis kirjeldatud reguleerimistöödeks neid tööriistu.

KASUTUSVALMIKS SEADMINE

Cougar tarnitakse kokkuklapitud kujul, seega võtab ratastool transportimisel võimalikult vähe ruumi.


Cougari kasutamisel järgige allpool toodud juhiseid.

- 1) Korraliku algasendi saamiseks tõmmake iste täielikult tagasi.
- 2) Seljaosa vertikaalseks viimiseks tõmmake ratastooli tagaosas olevast rihmast (A).
- 3) Seejärel paigaldage gaasvedru. Tõmmake gaasvedrul olevast käepidemest (B) ja laske see lahti. Veenduge, et see fikseerub klõpsatusega.
- 4) Pöörake lükkamiskonsool välja ja kinnitage see soovitud asendis. (C).

Nüüd on Cougar kasutamiseks valmis.




Kontrollige, kas rihmade otstes olevad lukustusvahendid ja gaasvedru käepidemed (B) lukustuvad tagasikallutamisel klõpsuga kohale.



T-VÕTI

T-võti (A) aitab hoida külgmiste piirete jms paigaldamisel või reguleerimisel nelinurkseid plaate pilus kohal.

Pistke tööriist pilusse, keerake 90° ja kallutage plaadi toetamiseks alla.



RATASTOOLI ISTUMINE JA SEALT LAHKUMINE

Enne kasutaja istumist ratastooli Cougar tuleb rattad lukustada ja jalaplaadid kõrvale lükata või jalatugi ära võtta.

Pange kasutaja ratastooli ja reguleerige tarvikud asenditesse, mis tagavad kasutaja optimaalse istumisasendi.

Jalatugesid ei ole vaja eemaldada siis, kui kasutaja pannakse ratastooli või võetakse sealt ära riputusrihma abil.


KASUTAMINE TEEDEL 1/4

Äärekivide (max 10 cm) ületamine

Edasisuunas

Seda kasutusviisi soovitatakse kogunud kasutajatele.

- * Veenduge, et ümberminekuvastane abivahend ei ole kasutusel.
- * Liikuge edasi kuni äärekivideni.
- * Viige raskus tagaratastele ja tõstke esirattad maapinnalt üles. Kummarduge ettepoole ja haarake kätega lükkamispöidadest kõvasti kinni.



Edasisuunas, abilisega


- * Veenduge, et ümberminekuvastane abivahend ei ole kasutusel.
- * Liikuge edasi kuni äärekivideni.
- * Kallutage ratastooli tahapoole, et tõsta esirattad äärekivide kohale.
- * Tõstke käepidemetest ja lükake tagarattad äärekividele.



Tagurpidi

Seda kasutusviisi tuleb kasutada üksnes madalate servade korral ja olenevalt jalaplaadi kõrgusest maapinna suhtes.

- * Veenduge, et ümberminekuvastane abivahend ei ole kasutusel.
- * Liikuge tagurpidi kuni äärekivideni.
- * Kummarduge ettepoole ja haarake kätega lükkamispöidadest kõvasti kinni.




Tagurpidi, abilisega

- * Veenduge, et ümberminekuvastane abivahend ei ole kasutusel.
- * Liikuge tagurpidi kuni äärekivideni.
- * Kallutage ratastooli tahapoole, et tõsta esirattad üles.
- * Tõmmake ratastool käepidemetest üles. Tõmmake ratastool äärekividest eemale ja laske esirattad alla.



KASUTAMINE TEEDEL 2/4

Äärekividest (max 10 cm) allasõitmine



Edasisuunas

Seda kasutusviisi soovitatakse kogunud kasutajatele.

- * Veenduge, et ümberminekuvastane abivahend ei ole kasutusel.
- * Liikuge edasi kuni äärekivideni.
- * Haarake kätega lükkamispöidadest kõvasti kinni ja sõitke edasi. Kõik rattad puudutavad maapinda korraga.

Edasisuunas, abilisega

- * Veenduge, et ümberminekuvastane abivahend ei ole kasutusel.
- * Liikuge edasi kuni äärekivideni.
- * Kallutage ratastooli tahapoole, et tõsta esirattad üles.
- * Tõmmake ratastool äärekividest eemale ja laske esirattad alla.

Tagurpidi

Seda kasutusviis ei tohi iial kasutada siis, kui kõrguste erinevus on üle 10 cm, samuti võivad seda teha üksnes kogunud kasutajad.

- * Veenduge, et ümberminekuvastane abivahend ei ole kasutusel.
- * Liikuge tagurpidi kuni äärekivideni.
- * Kummarduge ettepoole ja sõitke äärekividest ettevaatlikult alla.



Selle kasutusviis korral on olemas suur oht ümberminekuks.

Tagurpidi, abilisega

- * Veenduge, et ümberminekuvastane abivahend ei ole kasutusel.
- * Liikuge tagurpidi kuni äärekivideni.
- * Sõitke äärekividest ettevaatlikult alla ja tõmmake ratastool äärekividest eemale.
- * Laske esirattad alla.

KASUTAMINE TEEDEL 3/4

Kallakust ALLA-/ÜLESSÕITMINE

Kallakust alla-/ülessõitmisel ümbermineku vältimiseks järgige alltoodud juhiseid.

Allasõitmine

Istuge ratastoolis sirgelt. Reguleerige kiirust lükkamispöidadest, mitte pidurite abil.

Ülessõitmine

Raskuskeskme nihutamiseks kummarduge ettepoole.




Vältige ümberpööramist kallaku keskel.



Istuge alati nii sirgelt kui võimalik.



Parem on paluda abi, mitte aga ise riskida.





KASUTAMINE TEEDEL 4/4

Treppidest ÜLESSÕITMINE



Paluge alati abi.



Ärge kunagi kasutage eskalaatorit ilma abilisteta.

Tagurpidi, abilisega

- * Veenduge, et ümberrminekuvastane abivahend ei ole kasutusel ja käepidemed on korralikult fikseeritud.
- * Liikuge tagurpidi kuni esimese astmeni.
- * Kallutage ratastooli ja tõmmake ratastooli ülespoole korraga ühe astme võrra. Säilitage tasakaalu tagaratastel.
- * Tõmmake ratastool viimasest astmest üles ja laske esirattad alla.

Treppidest ALLASÕITMINE



Paluge alati abi.



Ärge kunagi kasutage eskalaatorit ilma abilisteta.

Edasisuunas, abilisega

- * Veenduge, et ümberrminekuvastane abivahend ei ole kasutusel.
- * Sõitke esimese astmeni ja kallutage ratastooli.
- * Sõitke allapoole korraga ühe astme võrra. Säilitage tasakaalu tagaratastel.
- * Pärast viimast astet laske esirattad alla.



Kui teil on kaks abilist, siis võib üks aidata eestpoolt tõstmisega.



Abilised peavad aitamisel tõstma õigesti – st kasutama selleks jalgade, mitte aga seljalihaste jõudu.

GAASVEDRU REGULEERIMINE

Mõnikord võib olla vaja reguleerida gaasvedru. Reguleerimine on vajalik vaid siis, kui

- gaasvedru vabaneb ise aeglaselt;
- gaasvedru ei saa üldse vabastada.

Kui gaasvedru vabaneb ise, lõdvendage 17 mm mutrivõtmega mutrit (B). Seejärel pöörake kolvivarrast (A) pingutamiseks vastupäeva. Seejärel pingutage mutrit (B) uuesti.


Kui gaasvedru ei saa üldse vabastada, lõdvendage 17 mm mutrivõtmega mutrit (B). Seejärel pöörake kolvivarrast (A) lõdvendamiseks päripäeva. Pingutage mutrit (B) uuesti.




Vältige gaasvedru kokkupuudet surve või kõrge temperatuuriga. ÄRGE torgake seda läbi.



Vältige kolvivarda kriimustamist jne. Kui gaasvedru reguleerimiseks kasutatakse tööriistu, siis on oluline kasutada kaitseks riidelappi vms.





RATASTE KIIRVABASTUS

Tagarataste kiirvabastusega teljetihvtid on Cougar'i standardvarustuses. See võimaldab hõlpsat ja kiiret eemaldamist (A). Vajutage ratta keskel olevat vabastusmehhanismi ja tõmmake ratast eemaldamiseks.

Ratta eemaldamiseks vajutage alla ratta keskel olev vabastusmehhanism (A). Libistage teljetihvt koos rattaga toolist eemale.



Rataste vahetamisel veenduge, et vabastustihvti pea klõpsatab tagasi välja ja ratas lukustub oma kohale.



Tõmmake ratast, et veenduda teljetihvti tagasi oma kohale lukustumises.

ISTME JA SELJATOE KALLUTAMINE

Istme kallutamine (kaldenurga muutmine)

Kasutage istme kaldenurga muutmiseks lükkamiskäepideme vasakpoolset osa (A).

Ratastooli Cougar saab tellida kas seljatoe kalde muutmiseks kasutatava gaasvedruga või ilma selleta. Teie Cougari seljatoe kalde muutmisel juhinduge alltoodud kirjeldusest.

Seljatoe kalde muutmine (paigaldatud gaasvedruga)

Kasutage seljatoe kaldenurga muutmiseks lükkamiskäepideme parempoolset osa (B).




Seljatoe reguleerimine kasutaja poolt


Ratastoolile Cougar saab paigaldada abiseadme (C), mis võimaldab kasutajal seljatuge reguleerida. Paigaldage käepide seljatoel olevasse juhikusse.

Kalde reguleerimine on lihtne isegi siis, kui kasutaja istub ratastoolis.

Seljatoe kalde muutmine (paigaldatud fikseeriva latiga)

Keerake kruvid (D) lahti 5 mm kuuskantsisevõtmega ja reguleerige ristlati kõrgust. Lati kõrguse reguleerimisel muutub automaatselt ka seljatoe kaldenurk. Soovitud asendi leidmisel keerake kruvid kinni.





LÜKKESANGA REGULEERIMINE


Järgige lükkesanga paigaldamiseks allolevaid juhiseid.

- 1) Võtke ära raami ülaosas olevad otsakud (A).
- 2) Lükake lükkesang juhikutesse ja keerake kinni mõlemal pool olevad 2 kruvi (B).



Ülemine kruvi on ette nähtud asuma juhikus olevas märgises, et takistada kasutamise ajal lükkesanga ülespoole tõmbamist.

- 3) Pange otsakud (A) oma kohale tagasi.



LÜKKESANGA REGULEERIMINE

Lükkamiskäepideme kaldenurka on lihtne reguleerida, seega saavad seda kasutada erineva kasvuga abistajad.

- 1) Vajutage lukustustihvt (A) alla ja tõmmake käepidetlÜkkamiskäepideme vabastamiseks.
- 2) Reguleerige kaldenurka.
- 3) Lükake käepidet ja veenduge, et lukustustihvt klõpsab oma kohale.



Ärge tõmmake/tõstke tooli lükkamiskäepidemest, eelkõige treppidel.

ÜMBERINEKUVASTANE ABIVAHEND

Ümberminekuvastased abivahendid kuuluvad ratastooli Cougar standardvarustuse hulka.


Ümberminekuvastase abivahendi saab kasutusele võtta jalaga kohas (A). Kasutusest kõrvaldamiseks pöörake seda 180°.



Ümberminekuvastane abivahend tuleb kasutusele võtta ratastooliga liikumisel kaldpindadel.








Soovitame ümberminekuvastaseid abivahendeid perioodiliselt kontrollida, et veenduda nende heas töokorras.



NIMMEPIIRKONNA TOE REGULEERIMINE

- * Eemaldage kate.
- * Pange nimmepiirkonna tugi seljatoe padjas ettenähtud kohale nii, et takjakinnised haakuvad.
- * Pange kate tagasi.





JALATOED JA JALAPLAADID

Ratastoolile Cougar jalatugede paigaldamiseks järgige allpool toodud juhiseid.

- 1) Jalatugede paigaldamine
Võtke kruvikeeraja abil ära otsatükk (A). Paigaldage jalatugede ühendusdetailid ja kinnitage need kaasasoleva 5 mm kuuskantsisevõtme abil. Pange otsatükk tagasi. Pange jalatugi ühendusdetaili. Jalatoe paigaldamisel/eemaldamisel vajutage vabastusnupp (B) alla. Veenduge, et vabastusnupp läheb klõpsatusega oma kohale tagasi.
- 2) Kõrvalepööramisfunktsioon
Vajutage vabastusnupp (B) alla ja tõmmake jalatuge veidi ülespoole, et seda saaks kõrvale pöörata.

Pöörake jalatugi kohale ja veenduge, et vabastusnupp (B) läheb kasutamise ajal klõpsatusega ettenähtud kohale.
- 3) Muudetava kaldega jalatoed
Jalatugede kaldenurga individuaalseks reguleerimiseks vajutage käepide (C) alla.
- 4) Reguleeritava kõrgusega jalaplaad
Keerake kaasasoleva 5 mm kuuskantsisevõtme lahti kruvi (D). Reguleerige jalaplaad sobivale kõrgusele ja keerake kruvi kinni.
- 5) Muudetava kaldenurgaga jalaplaad
Kasutage kruvide (E) lahtikeeramiseks kaasasolevat 5 mm kuuskantsisevõtit. Reguleerige mõlema jalaplaadi kalle sobivaks ja keerake kruvid kinni.
- 6) Kannapiirete paigaldamine
Pange kannapiire jalaplaadile ja kinnitage seal kaasasolevate kruvidega, keerates need plaadil olevatesse avadesse.

ISTME KÕRGUSE REGULEERIMINE

Ratastooli Cougar istme kõrguse reguleerimiseks järgige allpool toodud juhiseid.

- 1) Keerake lahti mutrid (A) ja võtke polt raamist välja.
- 2) Reguleerige kõrgus sobivaks.
- 3) Pange polt tagasi ja keerake mutter kinni.




Kontrollige, kas istme kõrgus on raami mõlemal küljel sama.



Pidage meeles, et istme kõrguse reguleerimisel muutub ka istme kaldenurk.



Istme kaldenurga reguleerimise ajal ei tohi kasutaja toolis olla.



LIUGVARDA ASENDI REGULEERIMINE

Vabastage ratastooli tagaosas olev gaasvedru, selleks vajutage lükkesanga parempoolsele käepidemele (A).

Reguleerimiseks korraliku algasendi saavutamiseks tõmmake iste täielikult tagasi.

Liugvarda asendi reguleerimiseks järgige alltoodud juhiseid.

- 1) Võtke ära gaasvedru alumine osa (B).
- 2) Keerake lahti istme all olevad kruvid (C) ja nihutage liist vajalikku asendisse. Keerake kruvid kinni.
- 3) Keerake kruvid (D) lahti. Reguleerige lati kõrgus seljatoel selliseks, et võimalik oleks gaasvedru alumise osa vahetamine. Seejärel keerake kruvid kinni.





Palun kontrollige, kas asend istme all on raami mõlemal küljel sama.




Lati kõrgus peab olema tooli mõlemal küljel sama.



Istme kaldenurga reguleerimise ajal ei tohi kasutaja toolis olla.





ISTME SÜGAVUSE REGULEERIMINE

Vabastage ratastooli tagaosas olev gaasvedru, selleks vajutage lükkesanga parempoolsele käepidemele

Istme sügavuse reguleerimiseks korraliku algasendi saavutamiseks tõmmake iste täielikult tagasi.

Istme sügavust saab reguleerida kuni 10 cm ulatuses. Nõuetekohaseks reguleerimiseks järgige allpool toodud juhiseid.

- 1) Kallutage ratastooli tahapoole nii, et pääseksite juurde ratastooli all olevale puidust istmeplaadile. Paremaks nägemiseks võtke ära jalatoed.
- 2) Keerake kaasasoleva 5 mm kuuskantsisevõtmega lahti kruvid (A) ja (B).
- 3) Liigutage puitplaat vajalikku asendisse. Puitplaadil olevate eelnevalt puuritud aukude vahekaugus on 5 cm.
- 4) Pange kruvid (A) ja (B) tagasi ning keerake uuesti kinni.
- 5) Keerake ratastooli mõlemal küljel olevad kruvid (C) ja (D) lahti, et nihutada liistu ettepoole/tahapoole.
- 6) Nõutavas asendis keerake kruvid (C) ja (D) kinni.



Ülaltoodud reguleerimise ajal ärge kasutage istme kaldenurga muutmiseks mõeldud käepidet.



Seljatoel oleva lati kõrgus peab mõlemal küljel olema sama.


RATTA LUKUSTUSVAHEND

Ratta lukustusvahendid paigaldatakse alumisele raamile ja neid saab kasutada kasutaja või abiline.

- * Rataste lukustamiseks lükake hooba ettepoole.
- * Rataste lukustusest vabastamiseks tõmmake hooba tahapoole.

Ratta lukustusvahendid paigaldatakse raamile ning neid saab liigutada ette- ja tahapoole sõltuvalt ratta suurusest ning piduri tõhususest. Liigutage ühendusdetalle tahapoole ja ratastool lukustub tugevamalt. Liigutage ühendusdetalle ettepoole ja ratastool lukustub nõrgemalt.



Ratta lukustusvahendi asukoha reguleerimiseks keerake kruvid (A) kaasasoleva 4 mm kuuskantsisevõtmega lahti. Soovitud asendi leidmisel keerake kruvid kinni.



Hoidke tagaratastes soovitatavat õhurõhku 55 psi / 3,8 bar / 380 kPa, et tagada pidurite korralik toimimine.



Kasutaja ohutuse tagamiseks soovitame tungivalt hoida ratta ja ratta lukustusploki vahel 8–10 mm vahekaugust.



TRUMMELPIDUR

Trummelpiduri käepidemed on paigaldatud lükkesangale ja neid kasutab abiline.

- * Piduri aktiveerimiseks vajutage käepidemele.
- * Piduri vabastamiseks tõmmake punast käepidet.

RATASTE KOMBINATSIOONID

Allpool on kirjeldatud Cougar'i jaoks soovitatavaid rataste kombinatsioone.

Kui soovite teisel kõrgusel olevat istet, siis reguleerige istme kõrgust juhendis eespool kirjeldatud viisil.

Rataste kombinatsioonid

	12½"	20"	22"	24"
6"	✓	✓	✓	✓
8"	✓	–	✓	✓



Koos ratta suuruse muutmisega on oluline reguleerida ka esihargi kaldenurka. Nõuetekohase veeremise tagamiseks peavad esihargid olema põrandaga risti ja sama kaldenurgaga.

Veenduge, et kasutatakse õiget ümberminekuvastast abivahendit.


	12½"	20"	22"	24"
6"	lühike	lühike	pikk	pikk
8"	lühike	–	pikk	pikk

RASKUSKESKME ASUKOHA MUUTMINE

Ratastooli Cougar raskuskeskme asukohta saab muuta istme ja rataste asukoha muutmisega.



Istme asukoht

- 1) Võtke ära tagarattad.
- 2) Keerake lahti raami mõlemal küljel olevad 4 kruvi (A).
- 3) Demonteerige vahendid kõrguse reguleerimiseks (B).
- 4) Nihutage istet ettepoole või tahapoole, tõmmates selleks raami veidi külgsuunas. Nihutage koostet (asendisse A, B või C). Veenduge, et kinnitustahvandid (C) lähevad klõpsatusega oma kohale.



Ratta asukoht

- 1) Demonteerige vahendid kõrguse reguleerimiseks (D).
- 2) Demonteerige raami mõlemalt küljelt ratta vedrustused (E).
- 3) Pöörake istmekoost raamist eemale ja keerake plastosast (F) välja 7 kruvi. Nüüd saate ära võtta välimise katteplaadi. Võtke raamis olevatest aukudest välja väikesed plastkorgid.
- 4) Nüüd saate ratta vedrustuse nihutada ristlatil soovitud asendisse (A, B või C). Tõmmake raami külgedest veidi laiali ja nihutage ratta vedrustust ette- või tahapoole. Veenduge, et ratta vedrustus fikseerub klõpsatusega soovitud asukohas.
- 5) Pange kruvid ja katteplaat tagasi. Plastkorgid on istmes olevatesse aukudesse tagasi pandud ja iste on oma kohale tagasi pööratud. Pange rataste vedrustus ja tagarattad tagasi. Nüüd on Cougar kasutamiseks valmis.



Pidage meeles, et ka ratta lukustusvahendeid on vaja nihutada ette- või tahapoole.



Kui 24-tollised rattad on paigaldatud eesmisesse asendisse A, siis tuleb kasutada trummelpidureid.




Soovitame lasta istme asukohta reguleerida kogenud tehnikul.




Oluline on kõik kruvid korralikult kinni keerata ja neid regulaarselt kontrollida, eriti pärast raskuskeskme reguleerimist.



Kui raskuskeset nihutatakse ratastooli eesosa poole, võib see kergesti ümber minna. Soovitame kasutada ümberminekuvastaseid abivahendeid.





COUGARI SELJATUGI

Ratastooli Cougar saab osta kas puidust seljatoega, rihmadest punutud seljatoega või spetsiaalse süsteemiga seljatoega.

Puitplaadiga seljatugi


Puitplaat paigaldatakse seljatoel olevatesse juhikutesse.

Rihmadest punutud seljatugi

Rihmadest punutud seljatugi paigaldatakse seljatoel olevatesse juhikutesse. Rihmu saab reguleerida nii, et need toetavad enam-vähem ka nimmeosa. Reguleerimise hõlbustamiseks on rihmal takjakinnised (A).

Ettevalmistused teiste tootjate seljatugede kasutamiseks

Ratastooli Cougar toodetakse ka variandis, kuhu saab paigaldada teiste tootjate seljatugesid. Spetsiaalse seljatoe ja selle kinnitusvahendid saab paigaldada seljatoe raami ümartorudele. Juhinduge spetsiaalse seljatoega kaasas olevas kasutusjuhendis toodud juhistest.



PORIKAITSE

Ratastoolile Cougar saab paigaldada porikaitsmed. Porikaitسمete nõuetekohaseks paigaldamiseks järgige alltoodud kirjeldust.

- 1) Paigaldage porikaitسمete ühendusdetailid raami (A) tagaosas olevatesse plastist ühendusdetailidesse. Keerake lahti kaks kruvi ja paigaldage kaasasolevad puksid (B).
- 2) Seejärel paigaldage kaasasoleva vedruseibi ja poldide (D) kasutamisega ühendusdetail (C). Kasutage 5 mm kuuskantsisevõtit.
- 3) Lõpuks paigaldage ühendusdetailidele porikaitسمed (E). Poldid, seibid ja mutrid (F) tõmmatakse juhikutele nii lähedale kui võimalik ning keeratakse kinni.



Ratastooli juures mõnede reguleerimiste tegemiseks võib otstarbekas olla porikaitسمe paigaldamine ühendusdetaili teisele küljele.

KÜLGPLAATIDEGA KÄETOED JA KÄETUGEDE PIKENDUSED

Keerake kruvi lahti ja võtke istmejuhiku otsatükk ära. Paigaldage käetuge ühendusdetailid istmejuhikusse (A) ja keerake seal kinni kaasasoleva 5 mm kuuskantsisevõtme abil.

Ühendusdetailile saab nihutada ette- või tahapoole olenevalt sellest, kuhu on vaja käetoed paigaldada.

Pange käetugi ühendusdetaili. Vajutage nupule (B) ja nihutage käetuge soovitud asendi saamiseks üles/alla. Lukustamiseks vabastage nupp.



Külgplaat


Tarneolukorras on külgplaat paigaldatud käetoet vardale. Külgplaati saab reguleerida üles/alla olenevalt sellest, kus külgplaat on vajalik. Keerake kruvi (C) välja kaasasoleva 5 mm kuuskantsisevõtmeaga. Nihutage külgplaat soovitud asendisse ja keerake kruvi uuesti kohale.

Külgplaati võib kasutada ka ilma käetoeta. Võtke külgplaat ära ja pange see käetoet ühendusdetailil olevasse väiksesse auku. Selles asendis ei saa külgplaadi kõrgust reguleerida.

Käetoet pikendus

Käetoet juurde kuuluvad pikendused. Paigaldage pikendused käetoet (D) otstesse ja kinnitage seal sõrmkruvidega.








KODARAKAITSMED

Ratastoolile Cougar kodarakaitسمete paigaldamiseks järgige alltoodud kirjeldust.

- * Pange kaitse kodaratele.
- * Pange kaasasolevad klambrid läbi kodarakaitسمetes olevate aukude nii, et need lähaksid kodaratel klõpsuga kohale.



JALATOE PAIGALDAMINE

Ratastoolile Cougar saab paigaldada erinevaid jalatugesid ja jalatugede vardaid. Nõuetekohaseks paigaldamiseks järgige allpool toodud juhiseid.

- * Demonteerige istme all olevad ühendusdetailid (A) ja paigaldage uued ühendusdetailid (B).
- * Pange jalatoe kooste ühendusdetailil (B) olevatesse torudesse.
- * Paigaldage soovitud jalatoe varras ja jalatugi/jalaplaat ning Cougar on kasutamiseks valmis.


JALATUGI



Sääretoa kõrgust ja kaldenurka saab kergesti reguleerida.

- * Kõrguse reguleerimine. Keerake lahti kruvi (C).
- * Külgsuunas nihutamine. Keerake lahti kruvi (D).
- * Kaldenurga muutmine. Keerake lahti kruvid (E).
- * Sügavuse reguleerimine. Keerake paigaldusplaadil kruvid (E) uutesse kohtadesse.



Veenduge, et kõik kruvid on korralikult kinni keeratud.





KEPIHOIDIK

Ratastoolile Cougar saab paigaldada kepihoidiku. Paigaldage kinnitusdetailid vastavalt raami ülemisse ja alumisse ossa.

VENTILAATORIALUS


- * Pange ventilaatorialus raami alumisele latile (A).
- * Puurige raami kummassegi külge 5 mm auk ja paigaldage kaasasolevate poltidega (B) rihmad.
- * Reguleerige kiirvabastusrihmu, et seada ventilaatorialus horisontaalasendisse. Arvestage, et ratastooli transportimisasendisse viimiseks on ventilaatorialus konstrueeritud nii, et seda saab kiiresti ja kergesti eemaldada.



Pärast paigaldamist saab ventilaatori kinnitada kaasasolevate kinnitusrihmadega.




Küsige ventilaatorialuse paigaldamisel abi kohalikult edasimüüjalt.



ALUS

Paigaldage kandik käetoet otstes ja kinnitage seal sõrmkruvidega (A).

Kandiku (B) laiuse reguleerimiseks kasutage kaasasolevat 5 mm kuuskantsisevõtit.




TÕKISPADI

Ratastooli Cougar juurde saab tarvikuna osta tõkispadja.

Paigaldage ühendusdetail istme alla puuritud avadesse. Kasutage selleks kaasasolevaid kruve ja 4 mm kuuskantsisevõtit.

Paigaldage tõkispadi ühendusdetaili ja kinnitage seal sõrmkruvidega (A).




PUUSATOED

Keerake kruvi lahti ja võtke istmejuhiku otsatükk ära. Paigaldage puusatoed ja kinnitage need kaasasoleva 3 mm kuuskantsisevõtme abil (A).

Puusatugesid saab reguleerida mitmel viisil. Keerake lahti kruvid (B) ja (C). Reguleerige puusatoe asend ja fikseerige see kaasasoleva 5 mm kuuskantsisevõtme abil.

Reguleerida saab ka puusatugede paigaldussügavust. Keerake kaasasoleva 3 mm kuuskantsisevõtmega lahti ühendusdetailis olevad kruvid (D). Reguleerige paigaldussügavust ühendusdetailis ja fikseerige see soovitud asendis.




PEATUGI

Paigaldage peatugi ratastooli tagaküljel olevasse ühendusdetaili. Fikseerige seal sõrmkruvidega (A).

Peatoe lati reguleerimiseks keerake lahti kuuskantpesapeakruvid (B). Heaks soovitusel on korraga lahti keerata kõik kruvid. Tehke vajalikud reguleerimised ja keerake kõik kruvid kinni.


Reguleerige peatoe kallet (C) ja külgsuunalist asendit (D).



PIHIKUD JA VÖÖD

Ratastooli Cougar standardkomplekti kuuluvad kinnitusdetailid rihmadele, näiteks puusarihmale.

Ratastooli külge saab kinnitada mitu pihikut ja rihma/vööd. Paigaldage kiirlukustusvahendid eespool toodud kirjelduse kohaselt.




Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

KIIRLUKUSTUSVAHENDID

Kiirlukustusvahendeid saab paigaldada nii istme kui ka seljatoe juhikutele (A). Juhikule paigaldatakse v-kujulise soonega kiirlukustusvahend. Pöörake v-kujuline soon horisontaalasendisse. Tõmmake kiirlukustusvahend väljapoole, kui see on kinnitatud kaasasoleva 3 mm kuuskantsisevõtme abil.

Tagaosa ülemisele latile saab kinnitada kaks kiirlukustusvahendit koos rihmadega (B). Paigaldage rihtm ümber lati nii, et metallpannal jääb sissepoole. Fikseerige rihtm metallpandlas ja tõmmake korralikult pingule.

Kiirlukustusvahendeid saab paigaldada ka istme tagaossa (C). Paigaldage ühendusdetail koos kiirlukustusvahendiga puitplaadi pealmises küljes olevatesse eelnevalt puuritud aukudesse. Ühendusdetaili kinnitamiseks kasutage kaasasolevaid kruve.



TRANSPORTIMINE MOOTORSÕIDUKITES 1/2

Ratastool Cougar on heaks kiidetud kasutajate transportimiseks mootorsõidukites, kui ratastool on paigutatud esiküljega ettepoole. Ohutuse tagamiseks järgige allpool toodud juhiseid.



See heakskiit ei kehti eritellimusel valmistatud ratastoolide või selliste istme- ja seljatoesüsteemide kombinatsioonide korral, mille valmistajaks ei ole R82.



Ratastool Cougar on heaks kiidetud kasutajate transportimiseks mootorsõidukites juhul, kui koormus / kasutaja kehakaal ei ületa 75 g / 165 naela.



Võimalusekorral tuleb kasutajateisaldada sõiduki istmele ja kasutada sõidukisse paigaldatud kinnitussüsteeme.



Ratastooli on dünaamiliselt katsetatud standardi ISO 7176-19 kohaselt.



Mootorsõidukis istmena kasutamise korral tuleb ratastool paigutada esiosaga sõidusuunas. Kasutage heakskiidetud 4-punktilist kinnitusrühmade süsteemi.



Kasutage ratastoolis heakskiidetud 3-punktilist rihma. Ratastooli osad, nagu käetoed või rattad, et tohi hoida kinnitusvahendeid kehast eemal. Üksnes puusarihma kasutamisest ei piisa!



Kõik tarvikud tuleb ratastoolilt eemaldada ja sõidukis eraldi kinnitada. Need tarvikud, mida ei saa eemaldada, peavad olema ratastooli küljes fikseeritud asendis, kus need on suunatud eemale ja eraldatud kasutajast löögienergiat neelavate patjadega.



Sõiduki mis tahes kokkupõrke järel peab edasimüüja ratastooli enne kasutamise jätkamist kontrollima.



TRANSPORTIMINE MOOTORSÕIDUKITES 2/2

1. Cougari kinnitamine sõidukisse
 - * Paigaldage sõidukisse 4-punktiline kinnitusrihmade süsteem. (Järgige tootja juhiseid.)
 - * Paigaldage kaks sümboliga (B) kinnitusvahendit (A) ratastooli esiosa külge.
 - * Paigaldage kaks sümboliga (B) kinnitusvahendit (C) ratastooli tagaosale külge.
 - * Kinnitage ratastool 4-punktilise kinnitusrihmade süsteemi abil sõidukisse. Kasutage kinnitusvahendites (A) ja (C) konksu või rihma.



Kasutage 4-punktilist kinnitusrihmade süsteemi, mis on heaks kiidetud standardi ISO 10542-2 järgi.

2. Kasutaja kinnitamine ratastoolis
 - * Kasutage 3-punktilise kinnitussüsteemiga rihma joonisel (D) näidatu kohaselt.
 - * 3-punktilise kinnitussüsteemiga rihm peab paiknema joonisel (E) näidatud nurga all.
 - * Rihma kinnitusvahendid peavad olema võimalikult pingul, kuid tagama kasutajale mugava oleku. Ka ei tohi rihm olla kasutamisel keerduks.
 - * Me soovime istme kaldenurgaks 90° ja seljatoel 3°.



3-punktilise kinnitussüsteemiga rihm peab paiknema seespool külgmisi juhikuid. Vaadake joonist (F).









Kasutage 3-punktilist kinnitusrihmade süsteemi, mis on heaks kiidetud standardi ISO 10542-1 järgi.

3. Transportimine
 - * Enne transportimist eemaldage ratastoolilt kõik tarvikud.
 - * Kasutaja peab istuma näoga sõidu suunas.
 - * Ratastool on heaks kiidetud kuni 75 kg / 165 naela kaaluva koormuse transportimiseks.



Transportimisel sõidukites arvestage soovitatava ohutuspiirkonnaga (G).





A



B




TOOTE IDENTIFITSEERIMINE

A) Seerianumber

Silt paikneb istme all eesmisel ristlatil vasakul.

B) Tootja

Silt paikneb istme all eesmisel ristlatil kaugemal vasakul.



MÕÕTMED

	Suurus 1 mm (tollid)	Suurus 2 mm (tollid)	Suurus 3 mm (tollid)	Suurus 4 mm (tollid)
Istme laius (A)	350 (13¾")	400 (15½")	450 (17½")	500 (19½")
Istme sügavus (B)	370–470 (14½–18¼")	370–470 (14½–18¼")	430–530 (16¾–20¾")	490–590 (19–23")
Seljatoe kõrgus (C)	450 (17½")	500 (19½")	600 (23½")	600 (23½")
Jalatoe kõrgus, reguleeritava kaldega jalatoed (D)	280–460 (11–18")	280–460 (11–18")	280–460 (11–18")	280–460 (11–18")
Jalatoe kõrgus, fikseeritud jalatoed (D)	240–420 (9¼–16¼")	240–420 (9¼–16¼")	240–420 (9¼–16¼")	240–420 (9¼–16¼")
Istme kõrgus põrandast (E)	460–530 (18–20¾")	460–530 (18–20¾")	460–530 (18–20¾")	460–530 (18–20¾")
Laius, 22-tollised trummelpiduritega rattad (G)	570 (22¼")	620 (24¼")	670 (26¼")	720 (28")
Pikkus (ilma jalatugedeta) (H)	780 (30½")	780 (30½")	830 (32¼")	830 (32¼")
Kõrgus, seljatoe ülemise servani (I)	960 (37½")	990 (38½")	1080 (42")	1100 (43")
Kokkuklapituna (ilma jalatugedeta)	570 (22¼")	620 (24¼")	670 (26¼")	720 (28")
Laius, 22-tollised trummelpiduritega rattad	660 (25¾")	660 (25¾")	660 (25¾")	660 (25¾")
Kõrgus, seljatoe ülemise servani	780 (30½")	780 (30½")	830 (32¼")	830 (32¼")
Pikkus (ilma jalatugedeta)	880 (34¼")	940 (36¾")	970 (37¾")	1000 (39")
Pöörderaadius	25 kg (55 naela)	26 kg (57 naela)	27 kg (59,5 naela)	28 kg (61,5 naela)
Mass koos seljatoe rihmadega, ilma jalatugedeta	75 kg (165 naela)	75 kg (165 naela)	100 kg (220 naela)	120 kg (264 naela)
Kasutaja maksimaalne kaal	75 kg (165 naela)	75 kg (165 naela)	75 kg (165 naela)	75 kg (165 naela)
Kaldenurk	Kaldenurk ruumis: 37° (45°)		Seljatugi: 35°	Jalatoed: 90°

Ratastooli Cougar mõõtmed vastavad rataste järgmisele kombinatsioonile, mis paiknevad standardses asendis: 22-tollised tagarattad ja 6-tollised esirattad. Ratastooli Cougar mõõtmed on mõõdetud paigaldatud mugavuspatjadega ning olekus, kus iste paikneb horisontaalselt ja seljatugi vertikaalselt. Me tarnime ratastoole erinevat tüüpi jalatugede ja patjadega, seepärast on tooli massid antud ilma nendeta. Erinevalt reguleeritud toolid võivad olla erinevate mõõtmega.

TEHNILISED ANDMED

Raam: pulberlakitud alumiiniumtorud
PA6 osad: klaaskiududega tugevdatud nailon
Padjad: tulekindel vahtplast
Kate: tulekindel Trevira CS

TOOTJA

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved
Taani

HOOLDUS JA KORRASHOID

POLSTER

Polster on valmistatud tulekindlast materjalist Trevira. Polstri saab padjast kergesti eemaldada ja seda võib pesta masinaga, vee temperatuur 40° C. Korrapärane harjamine ja tolmuimejaga puhastamine aitab säilitada esialgset värvust ja välimust.

RATTAD

Rehvid. Kontrollige õhurõhku (soovitav: 55 psi / 3,8 bar / 380 kPa) ja mustrit vähemalt kord kuus. Näiteks laske seda teha kohalikul jalgrattatehnikul.

Rattateljed. Teljed tuleb hoida mustusevabadena. Puhastage nii sageli kui vaja. Kuullaagrid. Kuullaagrid ei vaja hooldust.

Lükkamispöiad. Kui lükkamispöid on saanud selliseid kahjustusi, et võib käsi vigastada, siis tuleb see välja vahetada.

PIDURID

Pidurite toimimine sõltub rehvirõhust. Mustusekiht võib pidurimehhanismi tõhusust vähendada. Pidureid tuleb kontrollida vähemalt kord kuus. Ohutuse tagamiseks veenduge regulaarselt, et ratta ja ratta lukustusploki vahekaugus on: 8–10 mm

Kui paigaldatud on trummelpidurid, tuleb pidurite korraliku toimimise tagamiseks trosse reguleerida. Veenduge, et rattaid ei saa rakendatud pidurite korral pöörata. Kvalifitseeritud tehnik peab pidureid vähemalt iga 6 kuu tagant kontrollima ja pingutama.

RAAM

Pingutage regulaarselt kõiki tooli kruvisid, eriti pärast tooli reguleerimist. Samuti on oluline hoida ratastooli puhtana nii kasutaja mugavuse kui ka tooli pika kasutusea tagamiseks. Väga oluline on puhastada seljatoe kaldenurga reguleerimisavasid. Peske ratastooli autošampooni või nõudepesuvahendiga. Kui tool on tugevalt määrdunud, võib kasutada rasvaeemaldusvahendit. Puhastage raami eelkõige siis, kui see on kokku puutunud vihmavee/soolveega. Ärge kasutage selliseid puhastusvahendeid, mis sisaldavad klooriühendeid või denatureeritud alkoholi või abrasiivmaterjale.

ÜLEVAATUS

Ratastooli kõiki kruvisid tuleb regulaarselt pingutada. Pärast laiuse reguleerimist tuleb kontrollida seljatoe ja istme kruvisid. Kõiki tarvikute kinnitamiseks kasutatud kruvisid tuleb kontrollida vähemalt kord kuus. Teravate servade vältimiseks tuleb veenduda, et juhikute kõikidel otstel on otsakatted. Samuti on oluline kontrollida raami, PVC-osi jms mõrade või defektide suhtes.



Kvalifitseeritud tehnik peab rikete vältimiseks kontrollima ja hooldama ratastooli Cougar vähemalt iga 6 kuu tagant.

REMONT

Kui ratastooliga on probleeme, pöörduge kohe edasimüüja poole. Defektset ratastooli ei tohi kasutada. Kui tool vajab uuendamist või remonti, võib kasutada vaid R82 originaalosi. Purunenud tarvikuid või kasutatavaid varuosid võib saata remondiks R82-le. Kui põhiosadega on probleeme, tuleb kogu tool remondiks R82-le tagastada. R82 ei vastuta kahjustuste ega vigastuste eest, mis on põhjustatud mitteoriginaalosalade kasutamisest või R82 volitamata isikute tehtud remonditöödest.


GAASVEDRU


Vältige gaasvedru kokkupuudet surve või kõrge temperatuuriga ja selle läbitorkamist.

VEAOTSING

<u>Probleem*</u>	<u>Lahendus</u>
Ratastool ei liigu otse.	- Pumbake rehvid täis. - Kontrollige esihargi kinnitusnurka. - Veenduge, et esihargi kinnitusvahendid paiknevad ühel kõrgusel. - Veenduge, et kasutaja on koormuse ühtlaselt jaotanud. - Kas tooli edasilüügamisel kasutatakse ühel küljel rohkem jõudu kui teisel? Kontrollige rehve.
Ratastooli on raske edasi liigutada.	- Pumbake rehvid täis. - Veenduge, et esirattateljed ei ole määrdunud jne. - Esiratastele langeb liiga suur koormus. Reguleerige raskuskeskme asukohta. - Pidureid on liiga tugevasti pingutatud. - Midagi on rataste külge kinni jäänud. Eemaldage takistused.
Ratastooli on raske pöörata.	- Pumbake rehvid täis. - Reguleerige esihargi kinnitusnurka. - Veenduge, et esirattateljed ei ole määrdunud jne. - Esiratastele langeb liiga suur koormus. Reguleerige raskuskeskme asukohta.
Pidurid ei ole tõhusad.	- Pumbake rehvid täis. - Reguleerige ratta lukustusvahendi ja rehvi vahekaugust. - Vahetage ratta kulunud lukustusvahend välja. - Trummelpiduri trossid võivad vajada pingutamist. - Trummelpiduri trossid võivad olla paindunud.
Tagaratastes on loks.	- Trummelpiduri südamik võib vajada puhastamist. - Veenduge, et rattavõlli seib on oma kohal. - Reguleerige rattavõlli pikkust.
Tagaratast on raske eemaldada/vahetada.	- Puhastage ja määrige kiirvahetusmehhanismi. - Reguleerige rattavõlli pikkust.
Esiratas vänderdab.	- Esihargid ei ole korralikult kinni keeratud. - Veenduge, et esihargi kinnitusvahendid paiknevad ühel kõrgusel. - Reguleerige esihargi kinnitusnurka. - Esiratastele langeb liiga suur koormus. Reguleerige raskuskeskme asukohta.
Ratastool tundub ebamugav.	- Pumbake rehvid täis. - Kontrollige, kas kõik kruvid, mutrid ja poldid on korralikult kinni keeratud / pingutatud.
Seljatoe kaldenurga reguleerimismehhanism ei lukustu.	- Vabastage seljatoe gaasvedru. - Tõmmake seljatoel olevast rihmast ja pange gaasvedru oma kohale. Veenduge, et lukustusvahend lukustub klõpsatusega.
Iste/seljatugi on väändes.	- Kontrollige, kas seljatoe ristlatt paikneb horisontaalselt.
Raskuskeskme asukohta ei saa sujuvalt muuta.	- Pöörduge R82 volitatud edasimüüja poole. ÄRGE proovige midagi teha omapead.

* Kasutajal võib tekkida mitu nimetatud probleemi, kui ratastool ei ole õigesti reguleeritud või kui seda kasutatakse valesti.





VEST JA RISTVEST


Vesti ja ristvesti saab avada ning sulgeda pannalde ja tõmblukuga.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 37.

- * Paigaldage õlarihmad seljatoe ülaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse. (A)
- * Viige külgmised ülemised rihmad seljatoel olevatest piludest (B) läbi ja kinnitage rihmal oleva kiirlukustusvahendiga.
- * Pange külgmised alumised rihmad seljatoe alaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse (C).



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.



RINNAKURIHM

Rinnakurihma saab avada ja sulgeda pannaldega.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 37.

- * Paigaldage õlarihmad seljatoe ülaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse. (A)
- * Viige külgmised ülemised rihmad seljatoel olevatest piludest (B) läbi ja kinnitage rihmal oleva kiirlukustusvahendiga.
- * Pange külgmised alumised rihmad seljatoe alaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse (C).



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

RINNARIHM


Rinnarihma saab avada ja sulgeda pannaldega.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 37.

- * Paigaldage õlarihmad seljatoe ülaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse. (A)
- * Paigaldage külgedel olevad rihmad seljatoel olevatesse rihma ühendusdetailidesse (B).



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.



PUUSARIHM


Puusarihma saab avada ja sulgeda pannaldega.


Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 37.

- * Paigaldage rihmad istme all olevatesse rihma ühendusdetailidesse (D).



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.





Y-PUUSARIHM

Y-puusarihma saab avada ja sulgeda pannal-dega.


Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 37.

- * Paigaldage rihtad istme all olevatesse rihtma ühendusdetailidesse (D).
- * Paigaldage rihtad (E) istme eesosas olevatesse kinnitusvahenditesse (E).

E ja D on omavahel vahetatavad.



Veenduge, et kõik kinnitused ja regulee-rimised on tehtud korralikult, ning kont-rollige neid regulaarselt.



VAAGNARIHM

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 37.

- * Avage pandlad (G).
- * Paigaldage rihtad (D) istme all olevatesse rihtma ühendusdetailidesse (D).
- * Pange kasutaja rihtadesse ja sulgege pandlad (G) üle reite.



Veenduge, et kõik kinnitused ja regulee-rimised on tehtud korralikult, ning kont-rollige neid regulaarselt.

PAHKLUURIHMAD


Pahkluurihmu saab avada ja sulgeda takjariba või pandlaga (A).

Järgige alltoodud paigaldusjuhiseid.

- * Võtke lahti pandlad (C).
- * Tõmmake rihtmud (B) läbi jalaplaatides olevate pilude.
- * Pange pandlad (C) uuesti kokku ja veenduge, et rihtmud ei libise ära.



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.



JALARIHMAD


Jalarihmu saab avada ja sulgeda takjariba või pandlaga (A).


Järgige alltoodud paigaldusjuhiseid.

- * Avage rihtmud ja tõmmake need (A) läbi jalaplaatides olevate pilude.
- * Sulgege rihtmud kasutaja jala ümber.



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.





KÄEMANSETT

Käemansetti saab avada ja sulgeda pandlaga (A).

Järgige alltoodud paigaldusjuhiseid.

- * Paigaldage käemansett kasutaja randme ümber.
- * Pange rihm (B) ümber käetoela.




Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

TRANSPORTIMISRIHM

Rihm jookseb üle kasutaja rinna ja ümber ratastooli seljatoe. Kasutage rihma sulgemiseks takjariba ja metallist lukustusvahendit.



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.



H-RIHM

H-rihma saab avada ja sulgeda pandlaga.

Järgige alltoodud juhiseid ja vaadake ka lk 37.

- * Paigaldage õlarihmad seljatoe ülaosas olevatesse rihma ühendusdetailidesse. (A)
- * Paigaldage külgedel olevad rihmad seljatoel olevatesse rihma ühendusdetailidesse (B).



Veenduge, et kõik kinnitused ja reguleerimised on tehtud korralikult, ning kontrollige neid regulaarselt.

