

## Voodinöörredel

Behrend

Palun hoia kasutusjuhend alles!

KASUTUSALA:

Kompenseerib puuet. **Aitab inimesel lamavast asendist tõusta istuvasse asendisse.**

KASUTUSJUHISED:

Voodi nöörredelit saab kasutada üheinimese või kaheinimese voodil, millel on jalad.

1. Seo nöör voodi jalgade ümber jalutsipoolses otsas (vaata joonis A). Kasuta üht järgnevatest meetoditest nööri sidumiseks:

- keera nöör ümber voodi jala ja pane voodi jala alt läbi (A-1)

VÕI

- sõlmi nöör ümber voodi jala (A-2)

2. Inimene aitab end voodis püsti tõusta võttes käega kinni nöörredeli pulkades. Käe jõu ja redeli abiga on lihtsam üles tõusta.

3. Nööri võib kinnitada ka voodi peatsipoolsesse otsa (see nöör ei ole komplektis) (A-3)

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Puhasta niiske lapi ja detergendi lahusega.

### HOIATUSED!

**Kontrolli nöörredelit enne iga kasutamist, kas ei ole märgata kulumise järgi. Ära kasuta nöörredelit, kui see on kulunud.**

**Ole kindel, et nöörredel on enne kasutamist kindlalt kinnitatud voodikülge.**

## Voodinöörredel

Behrend

Palun hoia kasutusjuhend alles!

KASUTUSALA:

Kompenseerib puuet. **Aitab inimesel lamavast asendist tõusta istuvasse asendisse.**

KASUTUSJUHISED:

Voodi nöörredelit saab kasutada üheinimese või kaheinimese voodil, millel on jalad.

1. Seo nöör voodi jalgade ümber jalutsipoolses otsas (vaata joonis A). Kasuta üht järgnevatest meetoditest nööri sidumiseks:

- keera nöör ümber voodi jala ja pane voodi jala alt läbi (A-1)

VÕI

- sõlmi nöör ümber voodi jala (A-2)

2. Inimene aitab end voodis püsti tõusta võttes käega kinni nöörredeli pulkades. Käe jõu ja redeli abiga on lihtsam üles tõusta.

3. Nööri võib kinnitada ka voodi peatsipoolsesse otsa (see nöör ei ole komplektis) (A-3)

HOOLDUS JA PUHASTAMINE


Puhasta niiske lapi ja detergendi lahusega.

### HOIATUSED!

**Kontrolli nöörredelit enne iga kasutamist, kas ei ole märgata kulumise järgi. Ära kasuta nöörredelit, kui see on kulunud.**

**Ole kindel, et nöörredel on enne kasutamist kindlalt kinnitatud voodikülge.**

Joonis



Joonis

